



Fuente de alimentación para electroforesis

Ref. ZFD014, ZFD016

- Pantalla LCD y panel de mandos fácil de utilizar
- Suministro de voltaje, intensidad o potencia constantes
- Con indicación del valor programado y el valor real al mismo tiempo
- Función de tiempo programable
- Memoria para 10 programas de electroforesis
- Con 4 salidas en paralelo para conectar hasta 4 cubetas al mismo tiempo
- Con detección automática de falta de carga, sobre carga, cortocircuito, cambio rápido de resistencia y sobrecalentamiento del sistema



Especificaciones técnicas

| | | |
|----------------------|-------------------------|------------|
| Referencia | ZFD014 | ZFD016 |
| Voltaje de salida | 10-300 V | 10 - 600 V |
| Intensidad de salida | 1-400 mA | 1 - 500 mA |
| Potencia de salida | 1-120 W | 1 - 300 W |
| Resolución | 1 V, 1 mA, 1 W | |
| Temporizador | 1 min hasta 99 h 59 min | |
| Pantalla | LCD retroiluminada | |
| Salidas | 4 puestos | |
| Dimensiones | 230x237x118 mm | |
| Alimentación | 220 V; 50 Hz | |