

**ENVASES PARA ORINA CON
TAPÓN DE ROSCA**

PP CON TAPÓN DE PE

Envases de polipropileno de 60 ml con tapón de rosca, para orina. La versión no esterilizada dispone de tapón de rosca azul y se proporciona en envase múltiple. La versión esterilizada dispone de tapón de rosca rojo y se proporciona en envase individual.

URINE CUPS WITH SCREW CAP


PP WITH PE SCREW CAP

60 ml PP urine cups with screw cap. Non-sterile cups have a blue screw cap and are available in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and are individually wrapped.

**FRASCOS PARA URINA COM
TAMPA DE ROSCA**

PP COM TAMPA EM PE

Recipientes em polipropileno de 60 ml com tampa de rosca, para urina. A versão não esterilizada possui tampa azul e é fornecida em embalagem múltipla. A versão esterilizada possui tampa de rosca vermelha e é fornecida em embalagem individual.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5570		60	38	65
5571	Env. indiv. esterilizado / Indiv. wrap. sterile / Emb. indiv. esterilizada	60	38	65

**ENVASES PARA ORINA CON
TAPÓN DE ROSCA**

PP CON TAPÓN DE PE

Envases de polipropileno de 150 ml y 200 ml con tapón de rosca, para orina. La versión no esterilizada dispone de tapón de rosca azul y se proporciona en envase múltiple. La versión esterilizada y la versión aséptica disponen de tapón de rosca rojo y superficie de escritura satinada, y se proporcionan en envase individual.

URINE CUPS WITH SCREW CAP

PP WITH PE SCREW CAP

150 and 200 ml PP urine cups with screw cap. Non sterile cups have a blue screw cap and are sold in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and a satinized marking area and are individually wrapped.

**FRASCOS PARA URINA COM
TAMPA DE ROSCA**

PP COM TAMPA EM PE

Recipientes em polipropileno de 150 ml e 200 ml com tampa de rosca, para urina. A versão não esterilizada possui tampa de rosca azul e é fornecida em embalagem múltipla. A versão esterilizada ou asséptica possui tampa de rosca vermelha, superfície para escrever acetinada e é fornecida em embalagem individual.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	Subdivis. ml
5640	Tapón azul / Blue cap / Tampa azul - Bulk	150	58	72	20
5642	Tapón rojo / Red cap / Tampa vermelha Aséptico / Aseptic / Asséptico	150	58	72	20
5641	Tapón rojo / Red cap / Tampa vermelha - Sterile	150	58	72	20
5643	Tapón azul / Blue cap / Tampa azul - Bulk	200	64	93	25
5644	Tapón rojo / Red cap / Tampa vermelha - Sterile	200	64	93	25

**ENVASES PARA ORINA Y
MUESTRAS BIOLÓGICAS**

PS ON TAPÓN DE PE Y PP

Envases de poliestireno con tapón de rosca de 60 ml de polietileno y de 200 ml con tapón de polipropileno.

**CONTAINERS FOR URINE AND
BIOLOGICAL SPECIMENS**

PS WITH PE AND PP SCREW CAP

60 ml PS container with PE screw cap and 200ml with PP screw cap.

**FRASCOS PARA URINA E
AMOSTRAS BIOLÓGICAS**

PS COM TAMPA DE PP E PE

Frascos de poliestireno con tampa de rosca 60 ml de polietileno e de 200 ml, com tampa de polipropileno.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5630		60	35	70
5631	Env. indiv. con etiqueta Indiv. wrap. with label Embal. indiv. com etiqueta	60	38	65
2596		200	64	85
2696	Env. indiv. con etiqueta Indiv. wrap. with label Embal. indiv. com etiqueta	200	66	85,5

**PROBETAS CON TAPÓN DE
ROSCA**

PS CON TAPÓN DE PE

Probetas de 12 ml y 25 ml de poliestireno con tapón de rosca de polietileno. Poseen el fondo redondo y base de apoyo. Disponibles también en versión esterilizada en envase individual. En esta versión, el volumen de 25 ml tiene una etiqueta autoadhesiva sobre la que se puede escribir.

TEST TUBES WITH SCREW CAPS

PS WITH PE SCREW CAP

12 and 25 ml PS tubes with PE screw caps. Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 25-ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.

**TUBOS DE ENSAIO COM TAMPA
DE ROSCA**

PS COM TAMPA EM PP

Tubos de ensaio de 12 ml e 25 ml feitos em poliestireno e com tampas de rosca em polietileno. Possuem o fundo arredondado e base de apoio. Disponíveis também na versão esterilizada em embalagem individual. Nessa versão, o volume de 25 ml possui uma etiqueta autoadesiva onde se pode escrever.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5600		12	16	102
5601	Env. indiv. esterilizado / Indiv. wrap. sterile / Emb. indiv. esterilizada	12	16	102
5620		25	25	90
5622	Env. indiv. esterilizado / Indiv. wrap. sterile / Emb. indiv. esterilizada	25	25	90