



Pipetas Pasteur plásticas

Ref. DLB010, DLB011, DLB022, DLB023, DLB024, DLB025, DLB026, DLB027, DLB028, DLB029, DLB030, DLB031, DLB032, DLB033

- Fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) transparente
- Libres de DNasa/RNasa, endotoxinas y pirógenos
- Buena estabilidad química
- Graduación en relieve (excepto DLB032 y DLB033)
- Precisas y con buena repetibilidad
- Las pipetas estériles con envoltorio individual. Esterilizadas con óxido de etileno.



Referencia	Embalaje
DLB010	500 unidades/caja
DLB011	500 unidades/caja
DLB022	1000 uds./bolsa
DLB023	1000 uds./bolsa
DLB024	500 uds./bolsa
DLB025	500 uds./bolsa
DLB026	500 uds./bolsa
DLB027	500 uds./bolsa
DLB028	100 uds./bolsa
DLB029	100 uds./bolsa
DLB030	100 uds./bolsa
DLB031	100 uds./bolsa
DLB032	500 unidades/bolsa
DLB033	500 unidades/bolsa

Especificaciones técnicas

Referencia	Volumen nominal (mL)	Volumen total (mL)	Volumen de la gota (μ L)	Longitud total (mm)	Esteril
DLB010	1	5	45	145	No
DLB011	3	7	48	155	No
DLB022	0,2	0,9	20	65	No
DLB023	0,5	1,8	35	126	No
DLB024	1	3	42	145	No
DLB025	2	5	48	155	No
DLB026	3	6	48	155	No
DLB027	3 (larga)	8,2	48	180	No
DLB028	5	12	40	210	No
DLB029	10	23	55	300	No
DLB030	1	5	45	145	Sí
DLB031	3	7	48	155	Sí
DLB032	1	5,8	15	149	No
DLB033	1	5,8	15	149	Sí