



## Picnómetros

### KLQ004, KLQ008

Los picnómetros para sólidos son instrumentos de laboratorio que, basados en el principio de desplazamiento de líquidos, permiten calcular la densidad de materiales sólidos de diversas formas y tamaños.

Desde Endo Glassware se presentan los siguientes picnómetros para sólidos fabricados en vidrio borosilicato.

**Para sólidos, arenas, gravas**



### Características técnicas:

Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia ( $\pm$ mm)	$\varnothing$ exterior (mm)	$\varnothing$ superior (mm)	Altura embudo (mm)	Altura total (mm)
KLQ008	25	2.0	40	22	76	113
KLQ004	50	3.0	48	25	53	119