




## Pipetas serológicas

Ref. DGM020, DGM021, DGM022, DGM023, DGM024, DGM025

- Fabricadas con poliestireno de grado médico
- Esterilizadas mediante radiación gamma
- Apirogénicas y libres de DNasa/RNasa
- La mínima adherencia del líquido en la superficie de la pipeta garantiza una dosificación precisa ( $\pm 2\%$ )
- Con anillos de diferentes colores para una fácil identificación
- Envoltorio individual



## Especificaciones técnicas

Referencia	DGM020	DGM021	DGM022	DGM023	DGM024	DGM025
Volumen (mL)	1	2	5	10	25	50
Longitud (mm)	270	278	340	340	311	354
Ø externo (mm)	4,6	6	8,2	10	15	18
Graduación	1/100	1/100	0,1	0,1	0,2	1
Color del anillo	Amarillo	Verde	Azul	Naranja	Morado	Negro
Embalaje	100 uds./bolsa	100 uds./bolsa	50 uds./bolsa	50 uds./bolsa	25 uds./bolsa	25 uds./bolsa



Vol. fijo  
1 mL



Vol. fijo  
2 mL



Vol. fijo  
5 mL



Vol. fijo  
10 mL



Vol. fijo  
25 mL



Vol. fijo  
50 mL