



▶ Tapones esmerilados con base en pico



BORO
3.3

ISO
12252

- 1 | Fabricados según la norma DIN 12252.
- 2 | Estos tapones se utilizan con diferentes objetos articulados como botellas, cilindros con tapón y matraces articulados, principalmente matraces volumétricos.
- 3 | Tienen una cabeza hexagonal que evita la contaminación de la superficie esmerilada.
- 4 | La forma hexagonal también impide el movimiento del tapón y asegura un buen agarre.
- 5 | El tapón acaba en punta con lo cual ayuda a que hasta la última gota de líquido caiga en el matraz.

Referencia	Esmerilado	Forma
BMC003	12/21	Hexagonal
BMC005	14/23	Hexagonal
BMC007	19/26	Hexagonal
BMC009	24/29	Hexagonal
BMC011	29/32	Hexagonal
BMC017	10/19	Hexagonal
BMC018	14/23	Hexagonal

▶ Tapones esmerilados base plana



ISO
12252

- 1 | Fabricados según la norma DIN 12252.
- 2 | Estos tapones se utilizan con diferentes objetos articulados como botellas, cilindros con tapón y matraces articulados, principalmente matraces volumétricos.
- 3 | Tienen una cabeza hexagonal que evita la contaminación de la superficie esmerilada.
- 4 | La forma hexagonal también impide el movimiento del tapón y asegura un buen agarre.

Referencia	Esmerilado	Forma
BMC012	34/35	Hexagonal