


B

MATERIAL DE USO GENERAL

BB - Morteros	10	BM - Tapones	31
BBB - Con mano, esmaltado con porcelana	10	BMB - Plástico	31
BBC - Con mano, no esmaltado con porcelana	10	BMC - Vidrio	31
BBD - Con mano, de vidrio	10	BMD - Forma cónica goma	31
BBF - Con mano, ágata	10	BMF - Forma cónica silicona	32
BBH - Sin mano esmaltado, porcelana	11	BMH - Perforados goma	32
BBJ - Sin mano no esmaltado	11	BMK - Con faldón silicona	33
BBK - Sin mano, vidrio	11	BML - Taladratapones	33
BBN - Manos forma estándar, porcelana	11	BP - Microscopía	34
BBQ - Manos de vidrio	12	BPB - Portaobjetos	34
BBR - Manos de ágata	12	BPD - Cubreobjetos	35
BBW - Sin mano, acero inoxidable	12	BPG - Archivadores, portaobjetos	36
BD - Desecadores	12	BPJ - Inclusión	38
BDB - Con llave de vacío	12	BPL - Tinción	39
BDD - Sin llave, vacío	13	BR - Microbiología	41
BDG - Discos	14	BRB - Placas Petri	41
BDL - Accesorios	15	BRD - Placas microtiter	42
BDJ - Campanas	16	BRG - Asas de siembra	42
BG - Tubos	16	BRJ - Contadores	44
BGB - Tubos de ensayo	16	BT - Cubetas y bandejas	44
BGD - Tubos para centrifugas	17	BTB - Cubetas de plástico	44
BGG - Tubos de cultivo	19	BTL - Bandejas de plástico	45
BGJ - Tubos en 'U'	19	BTN - Bandejas de acero inoxidable	46
BGL - Tapones para tubos	20	BTQ - Cajas de acero inoxidable	46
BGN - Microtubos	20	BTS - Cestillos de inoxidable	46
BGQ - Envases para muestras	22	BW - Mobiliario	46
BGV - Varios	24	BWL - Lámparas	46
BJ - Gradillas y soportes	24	BWM - Mesas	47
BJB - Para tubos de plástico	24	BY - Varios	48
BJD - Para tubos metal	26	BYF - Transporte-almacenamiento muestras	48
BJL - Para microtubos	27	BYK - Cinta PTFE	49
BJN - Para pipetas	28	BYH - Parafilm	50
BJQ - Para matraces	29		
BJS - Para embudos	30		





▶ BBB - Con mano, esmaltado con porcelana



Nahita

1 | Para triturar y mezclar sustancias de poca dureza. Mortero esmaltado, mano no esmaltada, base ancha y estable. Con pico y mano.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Longitud mano	Precio
BBB001	150 mL	100 mm	100 mm	6,11
BBB002	300 mL	130 mm	120 mm	12,55
BBB003	500 mL	150 mm	150 mm	23,65
BBB004	1000 mL	210 mm	200 mm	35,50



1 | Temperatura máx 1350°C, Conductividad térmica 1,3, Resistencia 70MPa.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Precio
BBB011	25 mL	60 mm	11,42
BBB012	30 mL	84 mm	12,38
BBB013	70 mL	81 mm	13,18
BBB014	75 mL	91 mm	15,83
BBB015	110 mL	100 mm	18,07
BBB016	160 mL	113 mm	19,79
BBB017	220 mL	125 mm	23,70
BBB019	500 mL	163 mm	50,50

▶ BBC - Con mano, no esmaltado con porcelana



Nahita

Referencia	Capacidad	Diámetro	Longitud mano	Precio
BBC001	25 mL	60 mm	90 mm	4,07
BBC002	50 mL	80 mm	105 mm	4,64
BBC003	100 mL	100 mm	115 mm	5,00
BBC004	300 mL	120 mm	130 mm	8,00
BBC005	500 mL	150 mm	180 mm	13,40
BBC006	1000 mL	216 mm	215 mm	25,00

▶ BBD - Con mano, de vidrio



ENDO
glassware

1 | Base ancha y estable, interior y exterior pulido. Con pico. Incluye mano en forma de bola y acabado áspero en el extremo.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Longitud mano	Precio
BBD001	90 mL	60 mm	90 mm	6,09
BBD002	100 mL	80 mm	105 mm	6,88
BBD003	200 mL	100 mm	115 mm	12,45
BBD004	400 mL	120 mm	130 mm	15,65
BBD005	900 mL	150 mm	180 mm	23,95



SI-MAX
CZECH REPUBLIC

BORO
3.3


Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura	Punit	Lote	Punit/lote
BBD006	100 mL	80 mm	60 mm	34,50	12	32,50
BBD007	150 mL	100 mm	75 mm	38,40	12	37,00
BBD008	250 mL	120 mm	90 mm	48,90	12	46,00
BBD009	750 mL	150 mm	110 mm	-	8	69,00
BBD010	2000 mL	200 mm	120 mm	-	3	94,00

▶ BBF - Con mano, ágata

Nahita



DIMENSIONES



1 | Se suministran con mano. Ideal para triturar y mezclar sustancias de alta dureza. Interior y mano pulidas y superficie exterior lijada uniformemente.

Referencia	Cap.	Medidas (BxAxCxD)	Long. mano	Precio
BBF001	8 mL	50x40x12x25 mm	40 mm	52,00
BBF002	34 mL	75x60x21x32 mm	60 mm	78,00
BBF003	67 mL	100x80x24x37 mm	80 mm	115,52
BBF004	130 mL	120x100x30x47 mm	100 mm	140,00
BBF005	210 mL	140x120x34x52 mm	120 mm	300,00
BBF006	290 mL	150x130x40x57 mm	130 mm	458,35
BBF007	390 mL	160x140x45x62 mm	140 mm	500,00
BBF008	500 mL	170x150x50x67 mm	150 mm	595,00
BBF009	640 mL	180x160x55x72 mm	160 mm	807,50
BBF010	760 mL	190x170x58x75 mm	170 mm	1282,00
BBF011	875 mL	200x180x60x77 mm	180 mm	1546,03
BBF012	1160 mL	220x200x65x82 mm	200 mm	2426,68



▶ BBH - Sin mano esmaltado, porcelana

▶ Mortero esmaltado, sin mano



DIMENSIONES



D: diámetro
H: altura



1| Se suministran sin mano. Soporta una temperatura máxima de 1000 °C. Densidad 2,4g/cm³ y una conductividad térmica 1,3W/mK.


Referencia	Cap.	D	H	Punit	Lote	Punit/lote
BBH001	25 mL	51 mm	32 mm	-	2	7,31
BBH002	30 mL	56 mm	36 mm	-	2	7,61
BBH003	70 mL	63 mm	41 mm	-	2	8,22
BBH004	75 mL	76 mm	45 mm	-	2	10,30
BBH005	110 mL	83 mm	50 mm	-	2	11,86
BBH006	160 mL	90 mm	56 mm	14,87	-	-
BBH007	220 mL	105 mm	64 mm	18,03	-	-
BBH008	400 mL	125 mm	71 mm	34,06	-	-
BBH009	500 mL	139 mm	82 mm	44,66	-	-
BBH010	650 mL	150 mm	90 mm	58,01	-	-
BBH011	1000 mL	180 mm	104 mm	73,76	-	-
BBH012	2250 mL	224 mm	127 mm	96,43	-	-
BBH013	43000 mL	268 mm	160 mm	133,98	-	-

▶ BBJ - Sin mano no esmaltado

▶ Mortero no esmaltado, sin mano



DIMENSIONES



D: diámetro
H: altura



Referencia	Cap.	D	H	Punit	Lote	Punit/lote
BBJ001	25 mL	51 mm	32 mm	-	5	8,02
BBJ002	30 mL	56 mm	36 mm	-	2	7,51
BBJ018	70 mL	63 mm	41 mm	-	2	11,90
BBJ003	75 mL	76 mm	45 mm	-	2	12,08
BBJ004	110 mL	83 mm	50 mm	-	2	15,12
BBJ005	160 mL	90 mm	56 mm	16,87	-	-
BBJ006	220 mL	105 mm	64 mm	18,00	-	-
BBJ007	400 mL	125 mm	71 mm	35,49	-	-
BBJ008	500 mL	139 mm	82 mm	47,75	-	-
BBJ009	650 mL	150 mm	90 mm	60,00	-	-
BBJ010	1000 mL	180 mm	104 mm	77,58	-	-
BBJ011	2250 mL	224 mm	127 mm	104,00	-	-
BBJ012	4300 mL	268 mm	160 mm	150,00	-	-

▶ BBK - Sin mano, vidrio

▶ Homogeneizador

Kartell



1| Se compone de un mortero en vidrio y un pistón de PTFE (no incluido).

Referencia	Capacidad	D	H	Precio
BBK006	2 mL	8 mm	120 mm	47,67
BBK007	5 mL	12 mm	135 mm	55,53
BBK008	10 mL	15 mm	150 mm	59,05
BBK009	15 mL	16 mm	155 mm	66,12
BBK010	30 mL	25 mm	175 mm	77,67
BBK011	50 mL	32 mm	195 mm	95,98

▶ Pistón fondo estriado

Kartell



1| Cabezal en PTFE y eje en acero inoxidable. Para homogeneizador de vidrio.

Referencia	Para homogeneizador	Longitud	Precio
BBQ006	2 mL (BBK006)	230 mm	42,02
BBQ007	5 mL (BBK007)	235 mm	43,61
BBQ008	10 mL (BBK008)	270 mm	46,84
BBQ009	15 mL (BBK009)	270 mm	54,63
BBQ010	30 mL (BBK010)	270 mm	68,29
BBQ011	50 mL (BBK011)	270 mm	93,50


▶ BBN - Manos forma estándar, porcelana

▶ Sin esmaltar

Mahita



Referencia	D	L	Precio
BBN001	19 mm	65 mm	1,63
BBN002	26 mm	90 mm	1,71
BBN003	27 mm	110 mm	2,35
BBN004	36 mm	125 mm	3,42
BBN005	40 mm	165 mm	5,07
BBN006	45 mm	200 mm	10,76



▶ BBN - Manos forma estándar, porcelana

▶ Sin esmaltar



Referencia	D	L	P/unit	Lote	P/unit/lote
BBN007	14 mm	54 mm	-	5	5,25
BBN008	24 mm	115 mm	-	2	6,15
BBN009	30 mm	135 mm	-	2	6,78
BBN010	36 mm	150 mm	-	2	7,98
BBN011	42 mm	175 mm	10,36	-	-
BBN012	55 mm	210 mm	18,65	-	-
BBN013	74 mm	250 mm	23,98	-	-
BBN014	85 mm	300 mm	46,00	-	-
BBN015	101 mm	370 mm	87,00	-	-

▶ Esmaltado



Referencia	D	L	P/unit	Lote	P/unit/lote
BBN016	24 mm	115 mm	-	2	7,05
BBN017	30 mm	135 mm	-	2	7,84
BBN018	36 mm	150 mm	-	2	9,08
BBN019	42 mm	175 mm	10,99	-	-
BBN020	55 mm	210 mm	19,79	-	-
BBN021	74 mm	250 mm	29,10	-	-
BBN022	85 mm	300 mm	49,00	-	-
BBN023	101 mm	370 mm	65,00	-	-

▶ BBQ - Manos de vidrio

▶ Manos de vidrio



Referencia	D	L	Para mortero	Precio
BBQ001	20 mm	90 mm	60 mm	1,94
BBQ002	20 mm	105 mm	80 mm	2,59
BBQ003	25 mm	115 mm	100 mm	3,10
BBQ004	35 mm	130 mm	120 mm	5,84
BBQ005	38 mm	160 mm	150 mm	10,75

▶ BBR - Manos de ágata



Referencia	Para mortero	Longitud	Precio
BBR001	34 mL	60 mm	27,00
BBR002	63 mL	80 mm	45,00
BBR003	130 mL	100 mm	72,00
BBR004	210 mL	120 mm	97,20

▶ BBW - Sin mano, acero inoxidable

▶ Mortero con mano



1 | Material: Acero inoxidable AISI 304

Ref.	Capacidad	Ø externo	Altura*	Long. mano	Precio
BBW001	250 mL	100 mm	70 mm	130 mm	57,25
BBW002	500 mL	125 mm	83 mm	130 mm	61,50
BBW003	750 mL	140 mm	92 mm	130 mm	68,75
BBW004	1000 mL	160 mm	106 mm	130 mm	72,95
BBW005	1500 mL	180 mm	112 mm	130 mm	79,85
BBW006	2000 mL	200 mm	120 mm	130 mm	88,00

* altura con base

▶ BDB - Con llave de vacío

▶ Desecadores tapa llave



1 | Tapa con tubuladura esmerilada y llave para vacío. Con disco de porcelana.

Referencia	Cap.	Ø Interior	Ø Exterior	Altura	Precio
BDB002	2 L	150 mm	210 mm	220 mm	39,69
BDB003	4 L	200 mm	270 mm	300 mm	68,34
BDB004	7 L	250 mm	305 mm	360 mm	101,75
BDB005	14 L	300 mm	365 mm	420 mm	153,69




▶ BDB - Con llave de vacío

▶ Con llave recta



ISO
13130
BORO
3.3




1 | Sin disco de porcelana, incluye la tapa con tapón de plástico.

Referencia	d2	d1	Precio
BDB006	100 mm	151 mm	239,70
BDB007	150 mm	210 mm	251,50
BDB008	200 mm	269 mm	255,26
BDB009	250 mm	329 mm	325,00
BDB010	300 mm	392 mm	461,00

▶ Con llave RIN 24/29



ISO
13130
BORO
3.3




Referencia	d2	d1	Precio
BDB011	100 mm	151 mm	230,00
BDB012	150 mm	210 mm	268,00
BDB013	200 mm	269 mm	362,00
BDB014	250 mm	329 mm	480,00
BDB015	300 mm	392 mm	598,00

▶ Con llave RIN 24/29, modelo nuevo



DIN
12491
ISO
13130
BORO
3.3



1 | No incluye disco de porcelana.

Referencia	d1	d2	h	Precio
BDB020	153 mm	94 mm	177 mm	145,00
BDB021	215 mm	143 mm	247 mm	175,00
BDB022	270 mm	192 mm	300 mm	225,00
BDB023	320 mm	239 mm	349 mm	295,00
BDB024	380 mm	285 mm	424 mm	399,99

▶ BDB - Con llave de vacío

▶ Desecador para vacío



1 | Base y disco de polipropileno (PP), tapa de policarbonato (PC). Autoclavable. Oliva de conexión: 10 mm. Llave de PTFE de 3 vías. Vacío hasta 740 mm/Hg/24h.

Referencia	Diámetro	Precio
BDB016	200 mm	60,00
BDB031	250 mm	117,30
BDB032	300 mm	180,54



Kartell

1 | Soportan un vacío de -740 mm/HG con una pérdida inferior a 20 mm/Hg en 24 h. Cubierta superior de policarbonato y parte inferior de polipropileno. Tapa con válvula de poliestireno. Disponen de un cesto interno que sirve de contenedor.

Referencia	Ø Interior	Vol.	Altura ext.	Altura int.	Precio
BDB018	150 mm	2,15 L	190 mm	135 mm	71,00
BDB017	200 mm	4,35 L	230 mm	175 mm	100,00
BDB019	250 mm	9,20 L	300 mm	225 mm	126,00


▶ BDD - Sin llave, vacío

▶ Desecador tapa botón



1 | Se suministra con disco de porcelana.

Referencia	Cap.	Ø Interior	Ø Exterior	Altura	Precio
BDD001	1 L	100 mm	136 mm	180 mm	17,00
BDD002	2 L	150 mm	210 mm	220 mm	24,72
BDD003	4 L	200 mm	270 mm	300 mm	47,95
BDD004	7 L	250 mm	305 mm	360 mm	70,50
BDD005	14 L	300 mm	365 mm	420 mm	102,00



BDD - Sin llave, vacío

Desecador tapa botón



ISO
13130

BORO
3.3



1 | Incluye tapa con tapón de polipropileno. No incluye disco de porcelana.

Referencia	Diámetro Interno	Diámetro externo	Precio
BDD006	100 mm	151 mm	97,00
BDD007	150 mm	210 mm	109,00
BDD008	200 mm	269 mm	168,00
BDD009	250 mm	329 mm	245,00
BDD010	300 mm	392 mm	370,00

Desecador tapa botón



BORO
3.3

ISO
13130



1 | Incluye tapa botón de vidrio. Se suministra sin disco de porcelana.

Referencia	d1	d2	h	Precio
BDD011	153 mm	94 mm	191 mm	65,00
BDD012	215 mm	143mm	261 mm	100,00
BDD013	270 mm	192 mm	311 mm	120,00
BDD014	320 mm	239 mm	363 mm	195,00
BDD015	380 mm	285 mm	438 mm	265,00

Desecador tapa botón, PP




1 | Base y disco de polipropileno (PP) y tapa de policarbonato (PC).
2 | Tapa con sistema de botón que facilita el sellado hermético. Junta de silicona en color rojo instalada en el desecador.

Referencia	Ø	Orificios disco	Dimensiones	Precio
BDD020	200 mm	3 mm	232x232x260 mm	56,15
BDD021	250 mm	3 mm	276x276x310 mm	85,68
BDD022	300 mm	15.5 mm	340x340x400 mm	129,00

BDG - Discos

Superficie superior esmaltada



Referencia	Diámetro	Diámetro Orificios	Precio
BDG001	90 mm	10 mm	1,50
BDG002	140 mm	10 mm	4,80
BDG003	190 mm	10 mm	6,30
BDG004	220 mm	10 mm	12,25
BDG005	275 mm	10 mm	14,00



Referencia	Diámetro	Diámetro Orificios	Precio
BDG011	90 mm	5,5 mm	15,25
BDG012	140 mm	5,5 mm	22,00
BDG013	189 mm	5,5 mm	31,00
BDG014	241 mm	5,5 mm	49,00
BDG015	290 mm	5,5 mm	53,26

Discos de porcelana según DIN12911



DIN
12911

Referencia	Diámetro	Diámetro Orificios	Precio
BDG006	90 mm	3,5 mm	16,25
BDG007	140 mm	3,5 mm	25,10
BDG008	190 mm	3,5 mm	38,00
BDG009	235 mm	3,5 mm	58,00
BDG010	280 mm	3,5 mm	67,00

Disco para desecador PP



Ref.	Diámetro	Ø Orificios	P. unit	Lote	P.unit/lote
BDG016	190 mm	7 mm	10,37	10	9,43
BDG017	141 mm	7 mm	6,58	10	6,58
BDG018	238 mm	7 mm	12,22	10	10,38



▶ BDL - Accesorios

▶ Tapa botón de vidrio para desecador



Referencia	Para desecador	Diámetro Exterior	Precio
BDL001	100 mm	136 mm	10,00
BDL002	150 mm	210 mm	19,50
BDL003	200 mm	270 mm	25,00
BDL004	250 mm	305 mm	35,00
BDL005	300 mm	365 mm	41,00



BORO 3.3



Referencia	d	h	Precio
BDL006	153 mm	78 mm	35,00
BDL007	215 mm	103 mm	46,01
BDL008	270 mm	108 mm	58,66
BDL009	320 mm	125 mm	75,54
BDL010	380 mm	150 mm	112,92

▶ Tapa esmerilada para desecador



1 | Con esmerilado hembra, no incluye llave.

Referencia	Para desecadores	Esmerilado	Precio
BDL014	150 mm	19/28	20,51
BDL015	200 mm	24/29	29,85
BDL016	250 mm	24/29	39,32
BDL017	300 mm	24/29	56,10

▶ Tapa para desecador llave RIN 24/29



BORO 3.3

Ref.	Desecador de	Ø base	h	Punit	Lote	Punit/lote
BDL036	100 mm	153 mm	83 mm	-	4	85,00
BDL037	150 mm	213 mm	95 mm	75,00	-	-
BDL038	200 mm	272 mm	123 mm	110,26	-	-
BDL039	250 mm	333 mm	139 mm	128,73	-	-
BDL040	300 mm	395 mm	140 mm	147,63	-	-

▶ BDL - Accesorios

▶ Tapa para desecador tapón roscado, con orificio



BORO 3.3

DIMENSIONES



d1: Ø base
d2: Ø tubuladura
h: altura

Referencia	Para desecador	d1	d2	h	Precio
BDL029	100 mm	153 mm	9 mm	84 mm	76,30
BDL030	150 mm	213 mm	9 mm	96 mm	115,00
BDL031	200 mm	272 mm	9 mm	124 mm	127,00
BDL032	250 mm	333 mm	9 mm	140 mm	135,00
BDL033	300 mm	395 mm	9 mm	141 mm	250,00

▶ Tapa para desecador tapón roscado, sin orificio



BORO 3.3

Referencia	Para desecador	Diámetro base	h	Precio
BDL041	100 mm	153 mm	84 mm	43,00
BDL042	150 mm	213 mm	96 mm	44,00
BDL043	200 mm	272 mm	124 mm	65,00
BDL044	250 mm	333 mm	140 mm	87,00
BDL045	300 mm	395 mm	141 mm	130,00

▶ Llave para desecador



BORO 3.3


Referencia	Esmerilado	Para tapa	Precio
BDL011	24/29	BDL015 / BDL016 / BDL017	18,06

▶ Llave para desecador



BORO 3.3

Referencia	Esmerilado	Precio
BDL023	24/29	54,83



BDL - Accesorios

Llave recta con junta



BORO
3.3

Referencia	Diámetro base	Precio
BDL034	8 mm	57,43

Llave para desecador llave RIN 24/29



BORO
3.3

Referencia	Esmerilado	Precio
BDL035	24/29	80,74

BDJ - Campanas

Tapa botón



BORO
3.3

Referencia	Ø base	h	Precio
BDJ001	150 mm	150 mm	99,00
BDJ002	150 mm	250 mm	98,15
BDJ019	180 mm	300 mm	117,28
BDJ004	200 mm	200 mm	175,00
BDJ005	200 mm	300 mm	195,00
BDJ006	300 mm	400 mm	367,00

Con cuello esmerilado



BORO
3.3

Referencia	Ø base	h	Esmerilado	Precio
BDJ008	150 mm	200 mm	29/32	102,00
BDJ012	200 mm	300 mm	29/32	192,31
BDJ014*	300 mm	300 mm	34/35	505,07


* con llave

BGB - Tubos de ensayo

Tubos de ensayo vidrio soda



DIMENSIONES




Referencia	d x l	Cap.	Grosor	Pack	Precio
BGB001	10x75 mm	3 mL	0,5 mm	C/250 uds.	10,00
BGB003	12x100 mm	7 mL	0,8 mm	C/250 uds.	15,20
BGB030	15.30x160 mm	25 mL	0,55 mm	C/500 uds.	106,33
BGB031	16x160 mm	20 mL	0,8 mm	C/500 uds.	126,00
BGB032	17.25x180 mm	35 mL	0,55 mm	C/250 uds.	58,31
BGB033	17.25x180 mm	30 mL	0,85 mm	C/250 uds.	70,91
BGB034	19.25x200 mm	50 mL	0,55 mm	C/250 uds.	74,91
BGB035	19.25x200 mm	50 mL	0,85 mm	C/250 uds.	130,31

Tubos de ensayo vidrio borosilicato




BORO
3.3

DIMENSIONES




Referencia	d x l	Cap.	Grosor	Lote	Punit/lote
BGB005	10x100 mm	5 mL	0,8 mm	250	0,087
BGB063	12x120 mm	8 mL	1,2 mm	250	0,26
BGB006	16x160 mm	25 mL	1,0 mm	250	0,124
BGB007	16x100 mm	15 mL	1,5 mm	250	0,12
BGB008	18x180 mm	35 mL	1,5 mm	100	0,19
BGB009	20x200 mm	50 mL	1,5 mm	100	0,51
BGB010	22x220 mm	65 mL	1,5 mm	100	0,70
BGB011	25x200 mm	80 mL	1,5 mm	50	0,52
BGB071	22x200 mm	53 mL	1,5 mm	100	0,67
BGB072	20x200 mm	50 mL	1,5 mm	100	0,41



BORO
3.3

DIMENSIONES




Referencia	d x l	Cap.	Grosor	Pack	Precio
BGB037	10x100 mm	6 mL	1,0 mm	C/100 uds.	35,50
BGB038	12x120 mm	11 mL	1,0 mm	C/100 uds.	58,95
BGB039	14x140 mm	17 mL	1,2 mm	C/100 uds.	89,87
BGB015	16x160 mm	25 mL	1,2 mm	C/100 uds.	62,00
BGB016	18x180 mm	35 mL	1,2 mm	C/100 uds.	73,70
BGB040	20x200 mm	50 mL	1,2 mm	C/100 uds.	74,93




BGB - Tubos de ensayo

Tubos vidrio hemólisis



Referencia	Cap.	Grosor	dxl	Pack	Precio
BGB060	6 mL	0,5 mm	12,25x75 mm	C/500 uds.	44,00
BGB061	5 mL	0,8 mm	12,25x75mm	C/500 uds.	57,26
BGB062	8 mL	0,5 mm	12,25x100 mm	C/500 uds.	50,07

Tubos de ensayo de PP y PS



PP - REF. BGB025 Y BGB026

PS - REF. BGB027 Y BGB028

Referencia	Cap.	Material	dxl	Lote	P.UNIT/LOTE
BGB025	5 mL	PP	12x75 mm	500	0,023
BGB027	5 mL	PS	12x75 mm	500	0,022
BGB026	15 mL	PP	16x100 mm	500	0,044
BGB028	15 mL	PS	16x100 mm	500	0,050

Tubos de ensayo PS, con tapa PE



- 1| Fondo redondo y base de apoyo.
- 2| Las referencias BGB021 y BGB023 se suministran en envases estériles individuales. Certificado IVD.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura	Pack	Precio
BGB020	12 mL	16 mm	102 mm	1500 pcs.	454,96
BGB021	12 mL	16 mm	102 mm	1500 pcs.	600,00
BGB022	30 mL	25 mm	92,4 mm	400 pcs.	115,57
BGB023	30 mL	25 mm	92,4 mm	400 pcs.	204,97

BGD - Tubos para centrifugas

Tubos para centrifuga, vidrio



1| No graduados, con reborde. Capacidad de 12 mL.

Referencia	Fondo	dxl	Grosor	Lote	P.UNIT/LOTE
BGD001	Redondo	16x100 mm	1.2 mm	100	0,30
BGD002	Cónico	16x110 mm	1.0 mm	100	0,57

Vidrio ASTM




- 1| Graduados. Cumplen con la normativa ASTM D 4928, ASTM D 473, ASTM D 4807.
- 2| El tubo cilíndrico cónico (ref. BGD003) es ideal para el análisis de sedimentación / sedimentos ASTM en aceites y petróleos.
- 3| El tubo centrifuga pera (ref. BGD004) está indicado para control de precipitados. Ideal para el control de estabilidad tartárica en vinos.

Referencia	Capacidad	Forma	Lote	P.UNIT/LOTE
BGD003	100 mL	Cilíndrica	2	19,08
BGD004	100 mL	Pera	2	25,66

Tubos de ensayo de vidrio




DIMENSIONES




1| Fabricado con vidrio ASTM E-438 Tipo-1 Clase A. Las paredes tienen un espesor uniforme con reborde.

Referencia	Capacidad	dxl	Lote	P.UNIT/LOTE
BGD005	5 mL	13x100 mm	100	0,95
BGD006	10 mL	15x110 mm	100	0,99
BGD007	15 mL	17x120 mm	100	1,39
BGD009	50 mL	30x125 mm	50	3,72



BGD - Tubos para centrifugas


Tubos centrífuga, High Quality



1 | Libres de DNAsa/RNAsa/Pirogenos/Endotoxina

Ref.	Cap.	Fondo	Estéril	Pack	P.UNIT	Lote	P.UNIT/lote
BGD082	15 mL	Cónico	No	B/ 50 uds	6,00	20	5,10
BGD083	15 mL	Cónico	No	R/ 25 uds	5,78	10	5,20
BGD084	15 mL	Cónico	Sí	B/ 25 uds	4,70	20	3,80
BGD085	50 mL	Cónico	No	B/ 25 uds.	5,30	20	4,20
BGD086	50 mL	Cónico	No	R/ 25 uds.	6,64	20	5,70
BGD087	50 mL	Cónico	Sí	B/ 25 uds.	6,75	20	5,40
BGD088	50 mL	Faldón	No	B/ 50 uds.	11,50	30	9,00
BGD089	50 mL	Faldón	Sí	B/ 25 uds.	6,75	20	5,40
BGD092	50 mL	Faldón	Sí	B/ 25 uds.	4,75	20	4,20

Tubos centrífuga, graduados PP




Kartell

1 | Con tapón de rosca PP, con cierre totalmente estanco. Tapón rojo para la versión esterilizada. Hasta 5000 x g (3500 x g con faldón *).

Referencia	Cap.	DxL	Pack	Lote	P.UNIT/lote
BGD024	15 mL	17x120 mm	C/150	5	43,60
BGD025	15 mL	17x120 mm	C/150	7	43,89
BGD039	15 mL	17x120 mm	C/700	1	224
BGD072	50 mL	30x115 mm	C/100	5	33,12
BGD026	50 mL	30x115 mm	C/100	6	43,07
BGD040	50 mL	30x115 mm	C/600	1	240,00
BGD027*	50 mL	30x115 mm	C/100	5	32,55
BGD028*	50 mL	30x115 mm	C/100	6	40,97
BGD041*	50 mL	30x115 mm	C/500	1	305,00

* con faldón

Fondo cónico PP



Kartell

1 | Hasta 4000 RPM, alta resistencia química y mecánica.

Referencia	Capacidad	DxL	Lote	P.UNIT/lote
BGD012	10 mL	16x108 mm	500	0,22
BGD013	15 mL	18x120 mm	500	0,23

BGD - Tubos para centrifugas

Graduados PP



Kartell

1 | Con tapón a rosca y fondo cónico, graduación serigráfica. Apirogénicas, sin endotoxinas, autoclavables y con marcado CE según la directiva 98/79/CE. Tubos de 15 mL FCR de 6200 xg y tubos de 50 mL FCR de 9400 xg.

Ref.	Cap.	DxL	Pack	Lote	P.UNIT/lote
BGD029	15 mL	17x121 mm	B/50 uds.	15	13,54
BGD030	15 mL	17x121 mm	B/50 uds.	20	13,69
BGD031	15 mL	17x121 mm	-	750	0,36
BGD032	15 mL	17x121 mm	B/50 uds.	10	18,89
BGD033	15 mL	17x121 mm	B/50 uds.	15	20,54
BGD034	50 mL	30x117 mm	25 uds.	20	6,52
BGD035	50 mL	30x117 mm	B/25 uds.	20	9,16
BGD036	50 mL	30x117 mm	400 uds.	400	0,50
BGD037	50 mL	30x117 mm	B/25 uds.	20	12,35
BGD038	50 mL	30x117 mm	B/25 uds.	20	11,99

Fondo redondo, PS



Kartell

1 | Disponen de tapón a rosca.

Referencia	Cap.	DxL	Pack	P.UNIT	Lote	P.UNIT/lote
BGD042	10 mL	16x100 mm	1000 pcs.	220,63	-	-
BGD043	10 mL	16x100 mm	200 pcs.	-	9	57,94
BGD044	10 mL	16x100 mm	750 pcs.	254,25	-	-
BGD045	15 mL	16x120 mm	750 pcs.	179,13	-	-
BGD046	15 mL	16x120 mm	700 pcs.	263,45	-	-
BGD047	20 mL	16x120 mm	500 pcs.	141,81	-	-
BGD048	20 mL	16x120 mm	500 pcs.	201,71	-	-

Fondo redondo PP



Kartell

1 | Hasta 4000 RPM, resistentes a los ácidos.

Referencia	Capacidad	DxL	Pack	Precio
BGD014	7 mL	12x100 mm	B/100	54,63
BGD015	42 mL	18x100 mm	C/500	105,00
BGD016	31 mL	24x95 mm	C/50	76,16
BGD017	48 mL	30x100 mm	C/25	44,13
BGD018	70 mL	35x100 mm	C/20	40,97
BGD019	110 mL	40x120 mm	C/25	53,57



BGD - Tubos para centrifugas

Fondo redondo sin borde, PS

Kartell



Ref.	Cap.	Fondo	DxL	Pack	Lote	P.UNIT/LOTE
BGD049	10 mL	Cónico	16x105 mm	1000 pcs.	2	57,78
BGD050	10 mL	Cilíndrico	16x100 mm	500 pcs.	4	29,42
BGD052	5 mL	Cilíndrico	12x75 mm	1000 pcs.	4	28,32
BGD051	5 mL	Cilíndrico	13x75 mm	1000 pcs.	4	35,72
BGD057	15 mL	Cilíndrico	16x150 mm	850 pcs.	850	0,15
BGD054*	5 mL	Cilíndrico	11x70 mm	1000 pcs.	6	27,76
BGD053**	3 mL	Cilíndrico	11,5x56 mm	1000 pcs.	5	26,16

* RIA / **Coagulómetro

Con tapón PP

Kartell



1 | Tubo de PP con tapón a rosca PE. Para uso en centrifugado, FCR 4.000 xg. Capacidad de 15 mL.

Referencia	Color	DxL	Envase	Precio	Lote	P.UNIT/LOTE
BGD062	Rojo	16x100 mm	B/1000 uds	158,72	-	-
BGD063	Blanco	16x100 mm	B/1000 uds	158,72	-	-
BGD064	Azul	16x100 mm	B/1000 uds	158,72	-	-
BGD065	Amarillo	16x100 mm	B/1000 uds	158,72	-	-
BGD066	Rojo	16x100 mm	B/100 uds	-	10	25,84
BGD067	Blanco	16x100 mm	B/100 uds	-	10	25,84
BGD068	Azul	16x100 mm	B/100 uds	-	10	25,84
BGD069	Amarillo	16x100 mm	B/100 uds	-	10	25,84

BGG - Tubos de cultivo

Fondo plano, tapón PP

GLASSCO



1 | Vidrio borosilicatos. Tapón de rosca con junta PTFE

Referencia	Capacidad	DxL	Lote	P.UNIT/LOTE
BGG007	5 mL	18x45 mm	100	0,92
BGG008	15 mL	25x57 mm	100	1,43
BGG009	30 mL	25x95 mm	100	1,65
BGG010	40 mL	25x145 mm	100	1,95

BGG - Tubos de cultivo

Fondo redondo, tapón PP

GLASSCO



1 | Vidrio borosilicatos. Tapón de rosca con junta PTFE

Referencia	Capacidad	DxL	Lote	P.UNIT/LOTE
BGG001	5 mL	15x75 mm	100	0,89
BGG002	10 mL	15x125 mm	100	0,90
BGG003	15 mL	15x150 mm	100	1,33
BGG005	25 mL	18x150 mm	100	1,33
BGG022	300 mL	25x100 mm	100	1,26
BGG004	45 mL	25x150 mm	100	1,73
BGG012	60 mL	25x200 mm	50	2,63

Fondo redondo, tapón aluminio



1 | Vidrio borosilicatos. Tapón de rosca con junta PTFE

Referencia	Capacidad	DxL	Lote	P.UNIT/LOTE
BGG006	22 mL	16x160 mm	299	0,70
BGG015	42 mL	19,5x200 mm	215	1,00

BGJ - Tubos en 'U'

ENDO glassware



1 | Vidrio borosilicatos, con reborde.

Referencia	Dim. (Øxl)	Espacio entre tubos	P.UNIT	lote	P.UNIT/LOTE
BGJ001	16x150 mm	50 mm	-	10	2,80
BGJ008	14x140 mm	60 mm	-	10	5,00
BGJ009	16x160 mm	66 mm	5,82	10	4,94
BGJ010	18x180 mm	66 mm	6,64	10	5,54
BGJ011	20x200 mm	66/72 mm	7,22	10	6,36
BGJ012	20x200 mm	75 mm	6,89	10	6,19




BGG - Tubos de cultivo

Campana Durham



Dimensiones



Referencia	DxL	Espesor	Pack	Precio
BGG011	7x50 mm	0,5 mm	C/1000 uds	160,00

BGL - Tapones para tubos

Desechables para tubos, PE



Referencia	Para tubos de	Color	Pack	P.UNIT/LOTE
BGL022	16 mm	Rojo	1000 uds.	0,026
BGL023	12 mm	Verde	1000 uds.	0,015



Kartell

IVD
in vitro
diagnostic

1 | Solapa de polietileno.

Ref.	Para tubos	Color	Pack.	P.UNIT	LOTE	P.UNIT/LOTE
BGL012	15-17 mm	Blanco	B/1000 uds.	23,64	14	23,64
BGL013	15-17 mm	Rojo	B/1000 uds.	-	14	23,64
BGL014	15-17 mm	Verde	B/1000 uds.	-	14	23,64
BGL015	15-17 mm	Azul	B/1000 uds.	-	14	23,64
BGL016	15-17 mm	Amarillo	B/1000 uds.	-	14	23,34
BGL017	11-13 mm	Blanco	B/1000 uds.	20,35	25	18,49
BGL018	11-13 mm	Rojo	B/1000 uds.	20,35	25	18,49
BGL019	11-13 mm	Verde	B/1000 uds.	-	25	18,49
BGL020	11-13 mm	Azul	B/1000 uds.	-	25	18,49
BGL021	11-13 mm	Amarillo	B/1000 uds.	-	25	18,49

BGN - Microtubos

Microtubos para centrífugas, PP



1 | Graduados, fondo cónico y tapa unida al cuerpo.

Referencia	Capacidad	Pack	Precio	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN004	0.5 mL	B/1000 uds.	7,50	30	6,50
BGN005	1.5 mL	B/500 uds.	6,00	25	5,50
BGN025	2 mL	B/500 uds.	7,50	-	-
BGN029	5 mL	B/100 uds.	20,09	20	18,75

Microtubos para centrífugas, High Quality



1 | Están certificados y son biológicamente inertes, completamente libres de DNAsas, RNAsas, endotoxinas y pirógenos.

Referencia	Cap.	Fondo	Estéril	Envase	Precio	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN027	1,5 mL	Cónico	No	B/1000 uds.	32,90	10	28,70

Microtubos para PCR, PP



1 | Fondo cónico, con tapa plana. Esterilizables en autoclave, pueden ser congelados a -20 °C.

Referencia	Capacidad	Pack	Precio
BGN003	0,2 mL	B/1000 uds.	10,00



▶ BGN - Microtubos

▶ Microtubos para PCR, High Quality



- 80 °C
IVD
in vitro
diagnostic

1 | Están certificados y son biológicamente inertes, completamente libres de DNAsas, RNAsas, endotoxinas y pirógenos.

Referencia	Cap.	Fondo	Estéril	Envase	Precio	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN026	0,2 mL	Cónico	No	B/500 uds.	26,00	6	24,00

▶ Microtubos para PCR, PP



1 | Fondo cónico, con tapa plana. Estérilizable en autoclave, pueden ser congelados a -20 °C.

Referencia	Tira	Cap.	Pack	Precio	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN006	8	0.2 mL	B/100 uds.	45,00	10	37,00
BGN007	12	0.2 mL	B/200 uds.	52,00	20	44,20

▶ Microtubos PP y PE tipo Eppendorf



IVD
in vitro
diagnostic

AUTO
+121°

1 | Herméticas a los líquidos con centrifugado de hasta RCF 21.000 x g.

Referencia	Color	Capacidad	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN016	Neutral	1.5 mL	10	14,79
BGN017	Azul	1.5 mL	10	14,50
BGN018	Amarillo	1.5 mL	10	14,50
BGN019	Verde	1.5 mL	10	14,50
BGN020	Rosa	1.5 mL	10	14,50

▶ BGN - Microtubos


▶ Microtubos PP y PE, graduados



1 | Tipo Cobas.

Referencia	Color	Capacidad	Pack	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN011	Neutro	1.5 mL	B/1000 uds.	10	16,80
BGN012	Azul	1.5 mL	B/1000 uds.	10	16,80
BGN013	Amarillo	1.5 mL	B/1000 uds.	10	16,80
BGN014	Verde	1.5 mL	B/1000 uds.	10	16,80
BGN015	Rosa	1.5 mL	B/1000 uds.	10	16,80

▶ Criotubos de PP



- 190 °C

1 | Autoclavable no estéril. Soportan temperaturas hasta -190 °C, apta para congeladores, ultracongeladores o nitrógeno líquido.

Referencia	Cap.	Diám.	Altura	Grad.	Pack	Precio
BGN001	2 mL	10 mm	45 mm	0,5 mL	B/500 uds.	40,50
BGN002	5 mL	15 mm	57 mm	1,0 mL	B/200 uds.	18,20

▶ Criotubos tapón de rosca, estériles




1 | Fabricado en polipropileno de grado médico, a prueba del ciclo repetido de congelación y descongelación. Pared de tubo uniforme y transparente, con faldón montable

2 | El almacenamiento máximo de líquido es el 80% de la escala máxima. Rango de resistencia a la temperatura de -196°C a +121°C


3 | Libre de DNasa/RNasa, endotoxinas y ADN humano.

Referencia	Capacidad	Rosca	Pack	Precio
BGN048	1 mL	Externa	B/100	16,00
BGN049	1 mL	Interna	B/100	16,75
BGN050	2 mL	Externa	B/100	18,00
BGN051	2 mL	Interna	B/100	19,50
BGN052	3,6 mL	Externa	B/100	20,00
BGN053	3,6 mL	Interna	B/100	20,00
BGN054	5 mL	Externa	B/100	23,75
BGN055	5 mL	Interna	B/100	25,00



BGN - Microtubos

Placa 96 pocillos



1 | Certificado libre de DNasa, RNasa y hADN. Libre de inhibidores de PCR y endotoxinas. Máxima transferencia de calor para la reacción.

Referencia	Cap.	Pack	Estéril	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN028	0,1 mL	10 uds / 5 paq	No	50	3,57

Placa 96 pocillos para PCR



1 | Fabricado en polipropileno autoclavable de alta calidad para garantizar la mínima pérdida de solución de reacción. Superficie plana, gruesa y sólida, difícil de deformar. El borde elevado del orificio previene la contaminación cruzada.

Ref.	Tubos de	Color	Pack	P.UNIT	Lote	P.UNIT/LOTE
BGN039	0.1 mL	Transparente	10 uds	21,50	5	17,90
BGN040	0.1 mL	Blanco	10 uds	21,50	5	17,90
BGN041	0.2 mL	Transparente	10 uds	21,50	5	17,90
BGN043*	0.1 mL	Blanco	15 uds	28,00	10	21,50
BGN044	0.2 mL	Transparente	10 uds	21,50	5	17,90
BGN045**	0.1 mL	Transparente	10 uds	25,00	10	19,00
BGN046**	0.2 mL	Transparente	15 uds	25,00	10	19,00

* para PCR en equipos Roche / ** para PCR en equipos ABI

BGQ - Envases para muestras

Envases para heces, PS



1 | De poliestileno, con tapón de polipropileno. Tapón y cuchara de polipropileno en una sola pieza.

Referencia	Cap.	DxL	Pack	Precio
BGQ002	15 mL	22,22x79,50 mm	B/1000 uds.	143,93
BGQ036	60 mL	41x55 mm	B/360 uds.	109,20
BGQ042	60 mL, estéril	41x55 mm	B/400 uds.	192,00

BGQ - Envases para muestras

Recipiente con tapón, PE



1 | Fabricados en polietileno. Recipientes multiuso con tapón unido mediante lazo de seguridad. Ligeros e irrompibles

Referencia	Capacidad	DxL	Lote	P.UNIT/LOTE
BGQ003	1 mL	8x32 mm	500 uds.	0,22
BGQ004	2,5 mL	14x31,5 mm	100 uds.	0,24
BGQ010	5 mL	15x49 mm	100 uds.	0,34
BGQ006	7 mL	22,8x32,9 mm	100 uds.	0,42
BGQ005	8 mL	17,2x57,6 mm	100 uds.	0,39
BGQ007	20 mL	24,8x74,5 mm	100 uds.	0,47
BGQ009	25 mL	31,3x52,5 mm	50 uds.	0,61
BGQ008	35 mL	31x74,5 mm	50 uds.	0,66

Viales escintilación



1 | Tapón de rosca hermético de PP. Compatibles con todos los contadores de escintilación de líquidos.

Ref.	Cap.	Diám.	H (c/tapón)	Pack	Precio
BGQ017	20 mL, macro	26,5 mm	60,10 mm	1000 uds	161,79
BGQ018	4 mL, mini	13,71 mm	53,60 mm	2000 uds	143,35

Envase para Technicon, Beckman, Konelab en PS



1 | Algunas referencias disponen de tapón con cierre a presión opcional.

Referencia	Cap.	Altura x Diámetro	Pack	Lote	P.UNIT/LOTE
BGQ026	1,5 mL	22,6x13,8 mm	B/1000 uds.	10	17,78
BGQ027	2 mL	24,9x13,7 mm	B/1000 uds.	10	18,89
BGQ028	1,5 mL	24,7x13,9 mm	B/1000 uds.	12	20,15
BGQ029	4 mL	37,9x17,26 mm	B/1000 uds.	6	34,52



▶ BGQ - Envases para muestras

▶ Envase para Technicon®, Beckman® e Hitachi®* **Kartell**



1 | Fabricados en poliestireno.
* modelos 705, 706, 712, 7250-M/40 y S40


Referencia	Cap.	Altura x Ø	Pack	Lote	P. unit/lote
BGQ031	0,50 mL	13,5x24,5mm	B/1000 uds.	10	19,41
BGQ039	2 mL	24,9x13,7 mm	B/1000 uds.	6	27,97

▶ Envases con tapón a presión, PS **Kartell**



Referencia	Capacidad	Altura	Diámetro	Pack	Precio
BGQ034	30 mL	41 mm	34 mm	B/800 uds	156,06
BGQ035	35 mL	60 mm	34 mm	B/750 uds	156,06

▶ Varillas para coágulos **Kartell**



Referencia	Longitud	Pack	Lote	P. unit/lote
BGQ041	156,5 mL	B/500 uds	16	23,31

▶ Con tapón a rosca, PP **Kartell**



1 | Con tapón a rosca de cierre estanco.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Pack	Precio
BGQ044	30 mL	35 mm	B/600 uds	156,06
BGQ045	30 mL	35 mm	B/400 uds	177,55
BGQ046	60 mL	35 mm	B/600 uds	145,71
BGQ047	60 mL	35 mm	B/400 uds	140,22

▶ BGQ - Envases para muestras

▶ Envase para orina **Kartell**



1 | Se suministran en envase individual. La versión no esterilizada dispone de tapón a rosca azul.

Referencia	Tapón	Capacidad	Diámetro	Pack	Precio
BGQ055	Azul	150 mL	62,5 mm	B/500 uds	92,09
BGQ056	Rojo	150 mL	62,5 mm	B/250 uds	72,50
BGQ057	Rojo	150 mL	62,5 mm	B/250 uds	67,50
BGQ058	Azul	200 mL	66 mm	B/600 uds	193,84
BGQ059	Rojo	200 mL	66 mm	B/200 uds	128,00

▶ Para orina con tapón a rosca, PP **Kartell**




1 | Con tapón a rosca de cierre estanco.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Pack	Precio
BGQ048	60 mL	38 mm	B/500 uds.	122,65
BGQ049	60 mL	38 mm	B/400 uds.	139,21

▶ Screw cap bottle with spoon, PS **Kartell**




Ref.	Capacidad	Diámetro	Pack	Precio
BGQ050	30 mL	25 mm	400	142,88
BGQ053	60 mL	39 mm	500	173,35
BGQ054	60 mL	39 mm	400	171,83



▶ BGV - Varios

▶ Kg de varilla hueca



1 | Fabricado en vidrio borosilicato

Referencia	Diámetro	Longitud	Pack	Precio
BGV001	7 mm	500 mm	1 kg	37,68

▶ Cortador de tubos de vidrio



Referencia	Para diámetro hasta	Precio
BGV010	30 mm	12,24

▶ Tubo Thiele



1 | Fabricado en vidrio borosilicato

Referencia	Diámetro	Longitud	Capacidad	Lote	Punit/lote
BGV002	24 mm	150 mm	40 mL	10	6,12

▶ BJB - Para tubos de plástico

▶ Gradillas flotante, PP



1 | Apta para uso en baños ultrasónicos. Con graduación alfanumérica.

Referencia	Nº tubos	Ø agujero	Alineación	Precio
BJB074	16 (1,5 mL)	12 mm	4x4	5,40

▶ BJB - Para tubos de plástico

▶ Gradillas polipropileno



1 | Apilables, orificios identificados alfanuméricamente.

Ref.	Nº ori.	Diám.	Alineación	Color	Punit	Lote	Punit/lote
BJB001	90	13 mm	6x15	Blanco	4,58	50	4,07
BJB002	90	13 mm	6x15	Azul	4,58	50	4,07
BJB003	90	13 mm	6x15	Rojo	4,58	50	4,07
BJB004	90	13 mm	6x15	Amarillo	4,58	50	4,07
BJB005	60	16 mm	5x12	Blanco	4,58	50	4,07
BJB006	60	16 mm	5x12	Azul	4,58	50	4,07
BJB007	60	16 mm	5x12	Rojo	4,58	50	4,07
BJB008	60	16 mm	5x12	Amarillo	4,58	50	4,07
BJB009	40	20 mm	4x10	Blanco	4,58	50	4,07
BJB010	40	20 mm	4x10	Azul	4,58	50	4,07
BJB011	40	20 mm	4x10	Rojo	4,58	50	4,07
BJB012	40	20 mm	4x10	Amarillo	4,58	50	4,07
BJB013	24	25 mm	3x8	Blanco	4,58	50	4,07
BJB014	24	25 mm	3x8	Azul	4,58	50	4,07
BJB015	24	25 mm	3x8	Rojo	4,58	50	4,07
BJB016	24	25 mm	3x8	Amarillo	4,58	50	4,07
BJB017	21	30 mm	3x7	Blanco	4,58	50	4,07
BJB018	21	30 mm	3x7	Azul	4,58	50	4,07
BJB019	21	30 mm	3x7	Rojo	4,58	50	4,07
BJB020	21	30 mm	3x7	Amarillo	4,58	50	4,07



Kartell

Referencia	Nº ori	Alineación	Diámetro	Color	Lote	Punit/lote
BJB050	90	6x15	13 mm	Blanco	20	10,84
BJB051	90	6x15	13 mm	Azul	20	10,84
BJB052	90	6x15	13 mm	Amarillo	20	9,76
BJB053	90	6x15	13 mm	Rojo	20	10,84
BJB054	60	5x12	16 mm	Blanco	20	10,50
BJB055	60	5x12	16 mm	Azul	20	10,50
BJB056	60	5x12	16 mm	Amarillo	20	10,50
BJB057	60	5x12	16 mm	Rojo	20	10,50
BJB058	40	4x10	20 mm	Blanco	20	10,50
BJB059	40	4x10	20 mm	Azul	20	10,50
BJB060	40	4x10	20 mm	Amarillo	20	9,45
BJB061	40	4x10	20 mm	Rojo	20	10,50
BJB062	40	4x10	25 mm	Blanco	20	12,59
BJB063	40	4x10	25 mm	Azul	20	12,59
BJB064	40	4x10	25 mm	Amarillo	20	11,33
BJB065	40	4x10	25 mm	Rojo	20	12,59
BJB066	24	3x8	30 mm	Blanco	20	13,29
BJB067	24	3x8	30 mm	Azul	20	13,29
BJB068	24	3x8	30 mm	Amarillo	20	13,29
BJB069	24	3x8	30 mm	Rojo	20	13,29



▶ BJB - Para tubos de plástico

▶ Gradillas universales, PP



AUTO
+121°

1 | Resistencia a alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de temperatura de uso: -196°C a 121°C. Indicación alfanumérica de los orificios. Fácil montaje.

Ref.	Color	Nº orif.	Ø tubos	P. unit	Lote	P.unit/lote
BJB081	Blanco	90	13 mm	3,80	100	2,96
BJB082	Azul	90	13 mm	3,80	100	2,96
BJB083	Rojo	90	13 mm	3,80	100	2,96
BJB084	Amarillo	90	13 mm	3,80	100	2,96
BJB085	Blanco	60	16 mm	3,80	100	2,96
BJB086	Azul	60	16 mm	3,80	100	2,96
BJB087	Rojo	60	16 mm	3,80	100	2,96
BJB088	Amarillo	60	16 mm	3,80	100	2,96
BJB089	Blanco	40	21 mm	3,80	100	2,96
BJB090	Azul	40	21 mm	3,80	100	2,96
BJB091	Rojo	40	21 mm	3,80	100	2,96
BJB092	Amarillo	40	21 mm	3,80	100	2,96
BJB093	Blanco	21	30 mm	3,80	100	2,96
BJB094	Azul	21	30 mm	3,80	100	2,96
BJB095	Rojo	21	30 mm	3,80	100	2,96
BJB096	Amarillo	21	30 mm	3,80	100	2,96

▶ Gradillas multiposición



AUTO
+121°

1 | Disponen de engarces laterales para unir varias gradillas.

Referencia	Nº tubos	Diámetro tubos	Alineación	Precio
BJB026	32	11 mm	4x8	6,00
	12	16 mm	2x6	
	4	29 mm	1x4	

▶ Gradillas multiposición, giratoria



AUTO
+121°

Referencia	Nº tubos	Diámetro agujero	Alineación	Precio
BJB073	2 (50 mL)	29 mm	2x1	18,55
	6 (20 mL)	20,5 mm	6x2	
	8 (15 mL)	16,2 mm	8x2	
	10 (12 mL)	13,5 mm	10x2	

▶ BJB - Para tubos de plástico

▶ Gradilla para tubos, PP



AUTO
+121°

1 | Desmontable.

Ref.	Agujeros	Ø tubo	Dimensiones (LxAxH)	Precio
BJB035	31	13 mm	270x65x120 mm	5,59

▶ Gradilla función doble



AUTO
+121°

1 | Material de polipropileno de alta calidad. Resistente a productos químicos, alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de temperatura estable de -196°C a 121°C. La tapa removible incluye un área para escribir la lista de inventario.

Referencia	Para tubos de	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJB078	20x50 mL ; 30x15 mL	4,35	50	3,65


▶ Gradillas para tubos



AUTO
+121°

1 | Polipropileno, autoclavables. Orificios identificados alfanuméricamente. Desmontable.

Ref.	Capacidad	Ø tubos	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJB079	50 tubos de 15 mL	16 mm	4,10	100	3,69
BJB080	25 tubos de 50 mL	28 mm	4,10	100	3,69



▶ BJB - Para tubos de plástico


▶ Multisoporte



AUTO
+121°

Referencia	Agujeros	Ø tubo	Color	Precio
BJB021	40	17-20 mm	Rojo	8,50
BJB022	50	14-17 mm	Blanco	8,40
BJB023	80	10-13 mm	Blanco	8,60

▶ Gradillas de 2 o 3 alturas




120 °C

AUTO
+121°

Referencia	Nº ori	Diámetro	Dimensiones (LxAxH)	Lote	P.unit/lote
BJB040	10	18 mm	250x60x74 mm	5	10,35
BJB041	12	12 mm	190x60x80 mm	10	12,64
BJB042	12	20 mm	190x60x80 mm	10	10,99
BJB043	24	20 mm	375x65x95 mm	5	21,00


▶ Bandejas para tubos



Referencia	Nº orificios	Diámetro	Profundidad	lote	P.unit/lote
BJB047	250	8,5 mm	15 mm	5	5,49
BJB048	119	14,5 mm	18 mm	5	5,49
BJB049	96	16,5 mm	22 mm	5	5,58

▶ BJB - Para tubos de plástico

▶ Gradillas para tubos Nessler



1| Fabricada con una mezcla de polipropileno. Se suministra en 5 piezas de fácil montaje. El fondo plano proporciona una superficie reflectante para los tubos

Referencia	Para tubos	Alineación	Precio
BJB076	50 mL	6x1	9,90
BJB075	100 mL	6x1	9,90

▶ BJD - Para tubos metal

▶ Gradillas en 'Z'



Ref.	Nº ori	Diám.	Dim. (LxAxH)	Punit	Lote	Punit/lote
BJD001	50	12 mm	170x995x55 mm	6,81	10	5,90
BJD002	50	14,5 mm	200x110x55 mm	8,90	10	7,50
BJD003	50	17,0 mm	225x120x68 mm	10,40	10	9,00

▶ Gradillas en acero inoxidable




AUTO
+121°

Referencia	Nº ori	Diámetro	Dimensiones	Alineación	Precio
BJD004	12	13 mm	80x55x85w mm	3x4	11,40
BJD006	50	13 mm	175x90x85 mm	5x10	27,31
BJD007	100	13 mm	220x220x95 mm	10x10	38,37
BJD008	12	16 mm	135x85x50 mm	2x6	13,44
BJD009	24	16 mm	175x70x85 mm	3x8	18,36
BJD010	50	16 mm	210x105x85 mm	5x10	29,25
BJD011	72	16 mm	265x135x105 mm	6x12	49,64
BJD012	100	16 mm	240x240x105 mm	10x10	55,10
BJD013	24	18 mm	190x75x90 mm	3x8	25,74
BJD014	50	18 mm	230x120x90 mm	5x10	33,92
BJD015	72	18 mm	285x145x100 mm	6x12	39,92
BJD016	100	18 mm	240x240x105 mm	10x10	49,75
BJD017	12	25 mm	190x68x105 mm	2x6	16,00
BJD018	24	25 mm	250x100x105 mm	3x8	23,18
BJD019	50	25 mm	300x155x105 mm	5x10	35,90
BJD020	72	25 mm	105x365x180 mm	6x12	50,18



▶ BJD - Para tubos metal

▶ Gradillas en acero inoxidable



AUTO
+121°

1 | Fabricadas en acero AISI 304, autoclavables. Esquinas reforzadas y apilables.

Referencia	Nº ori	Diámetro	Alineación	Precio
BJD022	24	10 mm	6x4	26,51
BJD023	50	12 mm	10x5	35,12
BJD026	24	16 mm	6x4	27,80
BJD027	50	16 mm	10x5	38,63
BJD028	24	18 mm	6x4	29,00
BJD029	50	18 mm	10x5	39,96
BJD030	24	20 mm	6x4	30,89
BJD031	50	20 mm	10x5	42,50
BJD032	24	22 mm	6x4	34,87
BJD033	24	30 mm	6x4	44,29
BJD034**	24	18 mm	6x4	32,00
BJD035**	24	30 mm	6x4	45,71
BJD036*	50	12 mm	10x5	36,77
BJD037*	24	12 mm	6x4	41,82

* para viales - ** para tubos tipo Falcón

▶ BJL - Para microtubos

▶ Gradilla doble uso para microtubos



1 | Fabricado en polipropileno de alta calidad. Resistente a productos químicos, alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de temperatura estable de -196°C a +121°C. La tapa extraíble incluye un área de escritura.

Ref.	Nº tubos	Capacidad	Color	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJL019	60	0,5/1,5 mL	Azul	3,35	75	2,85
BJL020	60	0,5/1,5 mL	Verde	3,35	75	2,85
BJL021	60	0,5/1,5 mL	Naranja	3,35	75	2,85
BJL022	60	0,5/1,5 mL	Rojo	3,35	75	2,85
BJL023	96	0,5/1,5 mL	Azul	5,00	50	4,25
BJL024	96	0,5/1,5 mL	Verde	5,00	50	4,25
BJL025	96	0,5/1,5 mL	Naranja	5,00	50	4,25
BJL026	96	0,5/1,5 mL	Rojo	5,00	50	4,25

▶ BJL - Para microtubos

▶ Gradilla para microtubos con tapa, PP



1 | Resistente a productos químicos, alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de temperatura estable de -196°C a +121°C. La tapa extraíble incluye un área de escritura.

Ref.	Capacidad	Dimensiones	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJL018	0,2 mLx96	120x82x30 mm	3,65	50	3,00

▶ Gradillas para microtubos




- 20 °C

AUTO
+121°

1 | Posiciones marcadas alfanuméricamente. Esterilizables en autoclave.
2 | Diámetro de los orificios de 10,8 mm

Ref.	Dim. (LxAxH)	Color	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJL011	109,5x263x45 mm	Blanco	12,92	-	-
BJL012	109,5x263x45 mm	Azul	-	20	12,92
BJL013	109,5x263x45 mm	Amarillo	-	20	12,92
BJL014	109,5x263x45 mm	Rojo	-	20	12,92

▶ Soporte para microtubos




- 20 °C

AUTO
+121°

1 | Posiciones marcadas alfanuméricamente.

Ref.	Nº orificios	Para tubos	Dim. (LxAxH)	Lote	P. unit/lote
BJL010	20	1.5 mL	90x210x49 mm	2	11,17
BJL009	Juego de 6 clips para soporte			1	9,51



▶ B JL - Para microtubos

▶ Gradilla 3 niveles para microtubos, PP




1 | Las gradillas pueden conectarse fácilmente entre sí en ambos extremos para formar un sistema de gradillas más largo. El índice alfanumérico de las filas de tubos permite identificar fácilmente las posiciones de los tubos.

Referencia	Disposición	Precio
BJL017	Inferior: 0.2 mL (2x12) Intermedio: 0.5 mL (2x7) Superior: 1.5 mL (2x6)	5,75

▶ B JN - Para pipetas


▶ Portapipetas para cajón



1 | Para contener 30 pipetas, dividido en 4 compartimentos de 1, 2, 5 y 10 mL. Fabricados en polipropileno.

Referencia	Dimensiones (LxAxH)	Precio
BJN001	300X426X30 mm	32,05

▶ Bandeja universal para pipetas



1 | Admite 7 pipetas colocadas longitudinalmente con un diámetro no superior a 20 mm o 16 pipetas colocadas lateralmente con un diámetro no superior a 10 mm. Fabricada en PVC.

Referencia	Dimensiones (LxAxH)	P. unit	Lote	P. unit/lote
BJN006	216x283x40 mm	19,32	6	16,42

▶ B JN - Para pipetas

▶ Bandeja para pipetas



- 1 | Se puede utilizar en los cajones o en la encimera para almacenar pipetas y también para remojar las pipetas antes de limpiarlas.
- 2 | Los bordes festoneados tienen capacidad para 16 pipetas pequeñas o 7 grandes.
- 3 | Soporte central para 12 pipetas cortas en dirección perpendicular.

Referencia	Dimensiones	Precio
BJN012	286x216x40 mm	7,91

▶ Caja portapipetas PP



- 1 | Caja cilíndrica de polipropileno para el transporte y ubicación de pipetas de vidrio.
- 2 | El mecanismo de cierre es por roscado para una mayor seguridad.

Referencia	Dimensiones	Precio
BJN010	36x7 cm	5,75

▶ Para pipetas y termómetros



1 | Con capacidad para 12 unidades de hasta 10 mm de diámetro. Fabricado en PP.

Referencia	Dimensiones (LxAxH)	Precio
BJN009	205x150x220 mm	5,00



▶ BJJ - Para pipetas

▶ Portapipetas vertical

Kartell



- 1 | Con orificios de drenaje en la base, regulable en altura.
- 2 | Capacidad para 18 pipetas pequeñas con diámetro máximo de 10 mm o para 10 grandes con diámetro máximo de 15 mm.

Ref.	Descripción	Diámetro	Precio
BJN004	Base circular con barra PVC	230 mm	20,94
BJN005	Soporte circular para pipetas	175 mm	28,31

▶ Soporte para pipetas, PP

Kartell



- 1 | Fabricado en polipropileno. Soporte giratorio.
- 2 | El soporte tiene una capacidad máxima de 94 pipetas con un diámetro máximo de 14 mm.

Referencia	Diámetro	Altura	Precio
BJN003	230 mm	470 mm	50,71



ENDO
plasticware



- 1 | Material plástico, PP. Este soporte admite hasta 94 pipetas y gira sobre un eje vertical central para facilitar la selección.
- 2 | El líquido que escurre de la punta de la pipeta queda retenido en la parte superior de la base fija por el borde exterior

Referencia	Descripción	Precio
BJN011	Para 94 pipetas	16,79

▶ BJJ - Para pipetas

▶ Portapipetas vertical de PP

Kartell




AUTO
+121°

- 1 | La base dispone de pequeños orificios de drenaje.

Ref.	Dim. (LxAxH)	Capacidad	P. unit	Lote	Precio
BJN002	200x75x150 mm	8 pipetas (Ø 15 mm)	18,98	4	16,14

▶ Soporte circular

ENDO
plasticware



Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
BJN008	Fijo, sin base	32 orificios de 13 mm	6,00


▶ BJQ - Para matraces

▶ Soporte circular de corcho

Nahita




DIMENSIONES




- 1 | De gran estabilidad para mantener en pie matraces de fondo redondo de diferentes tamaños. Disponibles en diversos tamaños para adaptarse a distintos volúmenes de matraces.

Ref.	D	P/matraces	d1	d2	H	Precio
BJQ001	80 mm	50-100 mL	50 mm	30 mm	30 mm	4,74
BJQ002	100 mm	250 mL	65 mm	45 mm	30 mm	5,07
BJQ003	120 mm	500 mL	90 mm	70 mm	30 mm	6,96
BJQ004	140 mm	1000 mL	110 mm	90 mm	30 mm	9,03
BJQ005	160 mm	2000 mL	125 mm	110 mm	30 mm	11,78



▶ BJJ - Para matraces

▶ Circular de goma



Nahita

1| Con un diámetro máximo de 90 mm puede sujetar matraces de hasta 500 mL.

Referencia	Diámetro	Altura	Para matraces	Precio
BJQ006	90 mm	50 mm	500 mL	5,45

▶ Circular de polipropileno



Nahita

1| Con un diámetro máximo de 160 mm puede sujetar matraces de hasta 10 L.

Referencia	Diámetro	Altura	Precio
BJQ007	160 mm	50 mm	5,10

▶ BJS - Para embudos

▶ Soporte para embudos, PP



Kartell

1| Individual o doble para embudos de 25 mm (con adaptador incluido) a 170 mm. Se puede montar sobre barras de diámetro de 8 a 14 mm.

Referencia	Espacios	Para embudos	Lote	P.unit/lote
BJS001	1 Puesto	25/170 mm	5	14,20
BJS002	2 Puestos	25/170 mm	5	17,85

▶ BJS - Para embudos

▶ Para embudos separador, PP

Kartell



1| Diseñado para embudos separadores. Equipado con adaptadores cónicos para poder montarse en barras de 8 a 14 mm.
2| No se pueden usar embudos con un diámetro inferior a 75 mm.

Referencia	Espacios	Para embudos	Lote	P.unit/lote
BJS003	1 Puesto	125/1000 mm	5	7,62

▶ Soporte abierto para un embudo, PP

ENDO plasticware



1| Incluye 2 casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro.

Referencia	Espacios	Para embudos	Precio
BJS007	1 Puesto	250 a 1000 mL	2,55

▶ Soporte cerrado para un embudo, PP

ENDO plasticware



Referencia	Capacidad	Precio
BJS009	Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm Ø Anillo interior: embudos de 25 a 76 mm Ø	3,57
BJS008*	Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm Ø Anillo interior: embudos de 25 a 76 mm Ø	5,00

* Doble

▶ Soporte abierto para un embudo, PP

ENDO plasticware



1| Fabricado en metal, se suministra con soporte.

Referencia	Capacidad	Precio
BJS005	2 Embudos	12,75
BJS006	4 Embudos	16,47



▶ BMB - Plástico

▶ Cónicos

Kartell


1 | Según las normas DIN 12242. Cuerpo con 6 anillos para garantizar un cierre estanco.

Referencia	Cono NS	Color	P.unit	Lote	P.unit/lote
BMB001	7,5/16	Violeta	1,38	50	1,16
BMB002	10/19	Azul	1,40	50	1,18
BMB003	12/21	Verde	1,47	50	1,25
BMB004	14/23	Marrón	1,40	50	1,18
BMB005	19/26	Amarillo	1,95	50	1,65
BMB006	24/29	Rojo	2,37	50	2,01
BMB007	29/32	Negro	2,60	50	2,21
BMB008	34/35	Blanco	3,72	50	3,16

▶ BMC - Vidrio

▶ Tapones esmerilados base pico


 BORO
3.3

 ISO
12252

Referencia	Esmerilado	Forma	Precio
BMC003	12/21	Hexagonal	1,38
BMC017	10/19	Hexagonal	2,03
BMC005	14/23	Hexagonal	1,87
BMC007	19/26	Hexagonal	2,63
BMC009	24/29	Hexagonal	3,15
BMC011	29/32	Hexagonal	4,72
BMC018	34/35	Hexagonal	5,25

▶ BMD - Forma cónica goma

▶ Tapones de goma roja



Referencia	Ø Inferior	Ø superior	Altura	Lote	P.unit/lote
BMD118	11 mm	14 mm	18,5 mm	100	0,10
BMD119	13 mm	16,5 mm	20 mm	100	0,12
BMD120	14 mm	19 mm	21 mm	100	0,21
BMD121	15 mm	21 mm	22 mm	100	0,16
BMD122	17 mm	22,5 mm	23 mm	100	0,18
BMD123	20 mm	24,5 mm	24 mm	100	0,46
BMD124	21,5 mm	28 mm	31 mm	100	0,50
BMD125	26 mm	30 mm	33 mm	100	0,74
BMD126	29 mm	33 mm	32 mm	100	0,82
BMD127	31 mm	38,5 mm	37 mm	100	0,95
BMD128	35 mm	45 mm	36,5 mm	100	1,20
BMD129	48 mm	53,5 mm	33,5 mm	100	1,40
BMD130	48 mm	58 mm	45 mm	100	1,62


Kartell


Referencia	Ø Inferior	Ø superior	Altura	P.unit	Lote	P.unit/lote
BMD071	6 mm	9 mm	18 mm	-	25	0,21
BMD072	9 mm	12 mm	18 mm	-	25	0,29
BMD073	10 mm	13 mm	18 mm	-	25	0,37
BMD078	11 mm	15 mm	18 mm	-	25	0,41
BMD079	12 mm	16 mm	20 mm	-	25	0,42
BMD080	13 mm	18 mm	22 mm	-	25	0,46
BMD081	14 mm	20 mm	24 mm	-	25	0,49
BMD082	16 mm	23 mm	26 mm	-	25	0,86
BMD083	19 mm	26 mm	28 mm	-	25	1,27
BMD084	21 mm	30 mm	29 mm	-	25	1,44
BMD085	25 mm	32 mm	34 mm	-	25	1,70
BMD086	28 mm	37 mm	37 mm	-	5	3,20
BMD087	32 mm	42 mm	41 mm	-	5	3,73
BMD088	34 mm	45 mm	45 mm	-	5	4,30
BMD089	37 mm	48 mm	50 mm	-	5	5,83
BMD090	41 mm	54 mm	53 mm	7,88	-	-
BMD091	43 mm	60 mm	60 mm	10,24	-	-
BMD092	52 mm	65 mm	70 mm	16,01	-	-

▶ BMD - Forma cónica goma

▶ Tapones de goma roja



Referencia	Ø Inferior	Ø superior	Altura	Lote	P.unit/lote
BMD116	6 mm	9 mm	16 mm	100	0,080
BMD117	9 mm	13 mm	15,5 mm	100	0,084



▶ BMF - Forma cónica silicona

▶ Versilic, forma alta DIN 12871



1 | No adherentes ni tóxicos, neutros biológicamente y resistentes al uso.
2 | Temperatura trabajo -70°C / +250°C

Ref.	Tipo	Ø Inf.	Ø sup.	Altura	Cantidad mín. compra	Lote	Punit lote
BMF032 8D		4 mm	8 mm	20 mm	500 uds.	50	0,37
BMF034 13D		8 mm	12 mm	20 mm	-	50	0,53
BMF039 24D		18 mm	24 mm	30 mm	6000 uds.	10	1,98
BMF041 29D		23 mm	29 mm	30 mm	3000 uds.	10	2,48
BMF043 34D		29 mm	35 mm	30 mm	-	5	5,09
BMF044 38D		31 mm	38 mm	35 mm	-	5	6,59
BMF047 49D		41 mm	49 mm	40 mm	-	2	12,75
BMF048 54D		47 mm	55 mm	40 mm	500 uds.	2	14,88
BMF049 60D		50,5 mm	59,5 mm	45 mm	500 uds.	2	25,79
BMF050 65D		56 mm	65 mm	45 mm	-	2	32,29
BMF051 70D		60 mm	70 mm	50 mm	200 uds.	2	33,18
BMF052 75D		64,5 mm	45,5 mm	55 mm	100 uds.	2	42,49
BMF053 83D		71 mm	83 mm	60 mm	80 uds.	2	55,59
BMF054 92D		79 mm	92 mm	65 mm	20 uds.	5	140,96
BMF055 100D		87 mm	100 mm	65 mm	-	5	102,53

▶ Silicona

Kartell



Referencia	Diám. Inferior	Diám. superior	Altura	Lote	Punit/lote
BMF057	6 mm	9 mm	18 mm	10	1,18
BMF058	9 mm	12 mm	18 mm	10	1,46
BMF060	11 mm	14 mm	18 mm	10	1,44
BMF061	12 mm	16 mm	20 mm	10	1,54
BMF062	13 mm	18 mm	22 mm	10	1,80
BMF063	14 mm	20 mm	24 mm	10	2,47
BMF064	16 mm	23 mm	26 mm	10	3,77
BMF065	19 mm	26 mm	28 mm	10	4,88
BMF067	25 mm	32 mm	34 mm	5	9,19
BMF069	32 mm	42 mm	42 mm	5	23,92
BMF070	34 mm	45 mm	45 mm	5	24,11
BMF071	37 mm	48 mm	50 mm	5	34,42
BMF072	42 mm	54 mm	53 mm	5	36,57
BMF073	43 mm	60 mm	60 mm	5	45,16

▶ BMH - Perforados goma

▶ Goma roja

ENDO
plasticware



Referencia	Diám.	Diám.	Altura	Punit	Lote	Punit/lote
1 orificio						
BMH103	15 mm	21 mm	22 mm	-	100	0,26
BMH104	17,5 mm	22,5 mm	23 mm	-	100	0,31
BMH105	20 mm	24,5 mm	24 mm	-	100	0,78
BMH106	21,5 mm	28 mm	31 mm	-	100	0,46
BMH107	26 mm	30 mm	33 mm	-	100	0,71
BMH108	29 mm	33 mm	32 mm	-	100	0,71
BMH109	31 mm	38,5 mm	37 mm	0,96	100	0,86
BMH110	35 mm	45 mm	36,5 mm	1,30	50	1,20
BMH111	48 mm	53,5 mm	33,5 mm	1,70	50	1,50
BMH112	48 mm	58 mm	45 mm	2,10	50	1,70
2 orificios						
BMH113	15 mm	21 mm	22 mm	-	100	0,27
BMH114	17,5 mm	22,5 mm	23 mm	0,45	100	0,35
BMH115	20 mm	24,5 mm	24 mm	-	100	0,46
BMH116	21,5 mm	28 mm	31 mm	-	100	0,48
BMH117	26 mm	30 mm	33 mm	-	100	0,93
BMH118	29 mm	33 mm	32 mm	0,95	100	0,70
BMH119	31 mm	38,5 mm	37 mm	-	100	0,82
BMH120	35 mm	45 mm	36,5 mm	-	50	1,22
BMH121	48 mm	53,5 mm	33,5 mm	-	50	2,69
BMH122	48 mm	53,5 mm	33,5 mm	-	50	2,69



Kartell

Ref.	Ø Inf.	Ø sup.	Altura	Ø orificio	Lote	Punit/ Lote
1 orificio						
BMH037	9 mm	12 mm	18 mm	3 mm	25	0,26
BMH038	10 mm	13 mm	18 mm	3 mm	25	0,31
BMH040	12 mm	16 mm	20 mm	3 mm	25	0,41
BMH041	13 mm	18 mm	22 mm	3 mm	25	0,46
BMH042	14 mm	20 mm	24 mm	3 mm	25	0,59
BMH043	16 mm	23 mm	26 mm	6 mm	25	0,87
BMH044	19 mm	26 mm	28 mm	6 mm	25	1,09
BMH045	21 mm	30 mm	30 mm	6 mm	25	1,39
BMH046	25 mm	32 mm	34 mm	6 mm	25	2,02
BMH047	28 mm	37 mm	38 mm	6 mm	5	3,83
BMH048	32 mm	42 mm	42 mm	6 mm	5	4,35
BMH049	34 mm	45 mm	45 mm	6 mm	5	4,05
BMH050	37 mm	48 mm	50 mm	6 mm	5	6,34
BMH051	42 mm	54 mm	53 mm	6 mm	5	6,85
BMH052	43 mm	60 mm	60 mm	6 mm	5	9,23
BMH053	53 mm	65 mm	70 mm	6 mm	5	15,65



▶ BMH - Perforados goma

▶ Goma roja

Kartell



Ref.	Ø Inf.	Ø sup.	Altura	Ø orificio	Lote	P. unit/ Lote
2 orificios						
BMH054	13 mm	18 mm	22 mm	6 mm	25	0,53
BMH055	14 mm	20 mm	24 mm	6 mm	25	0,60
BMH056	16 mm	23 mm	26 mm	6 mm	25	0,81
BMH057	19 mm	26 mm	28 mm	6 mm	25	1,25
BMH058	21 mm	30 mm	30 mm	6 mm	25	1,29
BMH059	25 mm	32 mm	34 mm	6 mm	25	1,99
BMH060	28 mm	37 mm	38 mm	6 mm	5	4,10
BMH061	32 mm	42 mm	42 mm	6 mm	5	4,36
BMH062	34 mm	45 mm	45 mm	6 mm	5	3,84
BMH063	37 mm	48 mm	50 mm	6 mm	5	5,48
BMH064	42 mm	54 mm	53 mm	6 mm	5	6,46
BMH065	43 mm	60 mm	60 mm	6 mm	5	9,71
BMH066	53 mm	65 mm	70 mm	6 mm	5	15,28


▶ BMK - Con faldón silicona

▶ Versilic, con faldón



1| Fabricados en silicona con doble sellado. Aseguran un buen ajuste sobre vidrio, metal o plástico. Biológicamente neutros, pueden ser perforados. Temperatura trabajo -60°C / +220°C

DIMENSIONES



Ref.	Tamaño	D1	D2	H1	H2	Lote	P. unit lote
BMK001	7,1 mm	4,5 mm	7,5 mm	8 mm	9 mm	100	0,95
BMK002	10,2 mm	9,8 mm	10,7 mm	9 mm	14 mm	50	0,91
BMK003	12,7 mm	12,3 mm	13,3 mm	10 mm	20 mm	50	1,44
BMK004	14,9 mm	14,2 mm	15,5 mm	11 mm	20 mm	20	1,84
BMK005	15,9 mm	14,5 mm	16,5 mm	11,5 mm	19,5 mm	20	2,30
BMK006	19,4 mm	15,8 mm	17,8 mm	13,5 mm	19 mm	20	2,74
BMK007	23,7 mm	21,2 mm	24,4 mm	18 mm	25 mm	10	4,57
BMK008	30,7 mm	28 mm	31,4 mm	22 mm	27,5 mm	5	6,95

▶ BMK - Con faldón silicona

▶ Reversibles silicona

Kartell



Referencia	D1	D2	H1	H2	Lote	P. unit/lote
BMK009	7 mm	7 mm	9 mm	8 mm	30	1,69
BMK010	10 mm	10 mm	14 mm	8 mm	30	1,89
BMK011	13 mm	13 mm	20 mm	10 mm	30	3,29
BMK012	15 mm	15 mm	20 mm	10 mm	20	4,19
BMK013	16 mm	16 mm	20 mm	11 mm	20	4,57
BMK014	20 mm	20 mm	18 mm	12 mm	10	6,87
BMK015	24 mm	24 mm	15 mm	17 mm	10	10,94
BMK016	31 mm	31 mm	28 mm	22 mm	5	16,69

▶ BML - Taladratapones

▶ Taladratapones

Nahita




1| Fabricados en latón niquelado, presentan taladros de diferente calibre.
2| Equipado con una varilla sólida para eliminar los restos de corcho del interior del taladro.

Referencia	Calibre	Rango	Precio
BML002	6	5/11 mm	23,36
BML003	12	5/19 mm	57,12
BML004	18	5/26,25 mm	77,52



Nahita

Referencia	Nº	Diámetro externo	Precio
BML006	1	5 mm	3,84
BML007	2	6.2 mm	6,50
BML008	3	7.5 mm	3,85
BML009	4	8.8 mm	4,31
BML010	5	10 mm	4,04
BML011	6	11.20 mm	5,50



BML - Taladratapones

Afilador para taladratapones




1 | Con cuchilla de acero templado y mango metálico.

Referencia	Longitud total	Precio
BML001	170 mm	14,79

BPB - Portaobjetos

Portaobjetos con cavidades



1 | Fabricado en vidrio soda. Medidas estándar 76x26 mm.
2 | Bordes esmerilados 90°.

Referencia	Cavidades	Grosor (mm)	Pack	Precio
BPB001	1	1,2	C/50 uds.	25,08
BPB002	2	1,2	C/50 uds.	35,69

Portaobjetos con banda de color



1 | Bordes esmerilados. Dimensiones: 76x26 mm. Espesor entre 1/1,2 mm

Referencia	Ángulo	Color banda	Pack	Punit	Lote	Punit/lote
BPB021	45°	Blanca	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB022	45°	Naranja	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB023	45°	Amarilla	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB024	45°	Verde	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB025	45°	Rosa	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB026	45°	Azul	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB027	90°	Blanca	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB028	90°	Naranja	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB029	90°	Amarilla	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB030	90°	Verde	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB031	90°	Rosa	C/50 uds.	5,97	50	4,85
BPB032	90°	Azul	C/50 uds.	5,97	50	4,85

BPB - Portaobjetos

Estándar



1 | Dimensiones 76x26 mm. Espesor 1/1,2 mm.

Referencia	Bordes	Ángulo	Pack	Punit	lote	Punit/lote
BPB016	Cortados	90°	C/50 uds.	2,57	50	2,14
BPB017	Esmerilados	90°	C/50 uds.	3,10	50	2,07
BPB043	Esmerilados	45°	C/50 uds.	3,28	50	2,20



GHÄASEL

1 | Superficie hidrofílica. Apto para biología humana. Dimensiones: 76x26 mm. Espesor de 1,1 mm.

Referencia	Bordes	Ángulo	Pack	Punit	lote	Punit/lote
BPB033	Cortados	90°	C/50 uds.	2,75	50	2,15
BPB034	Esmerilados	90°	C/50 uds.	3,69	50	2,77
BPB035	Esmerilados	45°	C/50 uds.	3,44	50	2,58



1 | Vidrio flotante sodocálcico extra blanco. Lavado y pulido, listo para su uso. Dimensiones estándar: 76x26 cm.


Ref.	Bordes	Ángulo	Pack	P. unit	Lote	Punit/lote
BPB505	Cortados	-	50 uds.	-	10	2,89
BPB507	Esmerilados	45°	50 uds.	5,19	-	-
BPB508*	Esmerilado	45°	50 uds.	6,44	-	-
BPB509	Esmerilado	90°	50 uds	5,35	-	-

*banda mate



▶ BPB - Portaobjetos

▶ 3 campos para citología



- 1 | 3 campos de 18 mm cada uno identificados como (VCE).
- 2 | Con banda de rotulación de 20 mm. Borde esmerilado 90°

Referencia	Tamaño	Pack	Precio
BPB005	76X26 mm	C/50 uds.	14,60

▶ Con banda mate



- 1 | Dimensiones 76x26 mm. Espesor 1/1,2 mm.

Referencia	Bordes	Ángulo	Pack	P.UNIT	lote	P.UNIT/lote
BPB018	Cortados	90°	C/50 uds.	2,81	50	1,97
BPB019	Esmerilados	90°	C/50 uds.	3,56	50	2,88
BPB020	Esm, biselados	45°	C/50 uds.	4,64	50	3,87
BPB044	Esmerilados	45°	C/50 uds.	3,47	50	2,96
BPB054*	Esmerilados	45°	C/50 uds.	3,41	50	2,95

* dim. especiales: 76x25,5 mm



GHÄASEL

- 1 | Superficie hidrofílica. Apto para biología humana. Dimensiones: 76x26 mm. Espesor: 1,1 mm.

Referencia	Bordes	Ángulo	Pack	P.UNIT	lote	P.UNIT/lote
BPB036	Cortados	90°	C/50 uds.	2,99	50	2,34
BPB037	Esmerilados	90°	C/50 uds.	4,32	50	3,27
BPB055	Esmerilados	45°	C/50 uds.	4,32	50	3,27

▶ BPB - Portaobjetos

▶ Dimensiones especiales



- 1 | Grosor de 1 mm. Fabricados en vidrio soda. Bordes cortados.

Ref.	Dim.	Espesor	Pack	P.UNIT	Lote	P.UNIT/lote
BPB038	76x50 mm	1 mm	C/50 uds.	9,64	25	7,71
BPB041	45x30 mm	2 mm	C/25 uds.	6,48	50	5,18
BPB042	80x65 mm	1 mm	C/15 uds.	7,26	50	5,81

▶ BPD - Cubreobjetos

▶ Cuadrados-rectangulares



- 1 | Fabricados en vidrio soda, transparente y sin impresiones digitales.
- 2 | Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16 mm.

Ref.	Dim. (mm)	Pack	P.UNIT	Lote	P.UNIT/lote
BPD001	12x12 mm	C/100 uds.	-	10	1,89
BPD002	18x18 mm	C/100 uds.	-	10	1,02
BPD003	20x20 mm	C/100 uds.	1,23	10	1,12
BPD004	22x22 mm	C/100 uds.	1,29	10	1,17
BPD029	22x32 mm	C/100 uds.	-	10	2,06
BPD005	24x24 mm	C/100 uds.	1,33	10	1,21
BPD006	24x32 mm	C/100 uds.	-	10	1,99
BPD007	24x40 mm	C/100 uds.	-	5	2,03
BPD008	24x50 mm	C/100 uds.	2,41	5	2,19
BPD009	24x60 mm	C/100 uds.	2,62	5	2,39



- 1 | Vidrio borosilicato. Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16 mm. .

Referencia	Dimensiones (mm)	Pack	Lote	P.UNIT/lote
BPD016	18x18 mm	C/200 uds.	5	3,62
BPD017	20x20 mm	C/200 uds.	5	4,48
BPD018	22x22 mm	C/200 uds.	5	5,09
BPD020	24x24 mm	C/200 uds.	5	5,81

**BPD - Cubreobjetos**


▶ Redondos



- 1| Fabricados en vidrio soda, transparente y sin impresiones digitales.
- 2| Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16 mm.

Referencia	Diámetro	Pack	Lote	P. unit/lote
BPD010	10 mm	C/100 uds.	10	5,00
BPD030	14 mm	C/100 uds.	10	3,47
BPD031	16 mm	C/100 uds.	10	3,57
BPD011	12 mm	C/100 uds.	10	4,59
BPD013	18 mm	C/100 uds.	10	4,78
BPD014	20 mm	C/100 uds.	10	5,29
BPD015	22 mm	C/100 uds.	10	6,01
BPD032	24 mm	C/100 uds.	10	3,67

▶ Rectangulares



- 1| Vidrio borosilicato. Espesor de 0.13/0.17 mm.

Referencia	Dimensiones (mm)	Pack	Lote	P. unit/lote
BPD019	22x32 mm	C/100 uds.	5	5,71
BPD021	24x32 mm	C/100 uds.	5	5,76
BPD022	24x36 mm	C/100 uds.	5	7,34
BPD023	24x40 mm	C/100 uds.	5	5,53
BPD024	24x50 mm	C/100 uds.	5	6,78
BPD025	24x60 mm	C/100 uds.	5	7,78

▶ Cuadrados - rectangulares Knittel



- 1| Vidrio borosilicato. Espesor de 0.13/0.17 mm.

Referencia	Dimensiones (mm)	Pack	Lote	P. unit/lote
BPD519	22x32 mm	C/100 uds.	10	6,48
BPD520	24x32 mm	C/100 uds.	10	7,34
BPD521	24x36 mm	C/100 uds.	10	7,40
BPD522	24x40 mm	C/100 uds.	10	8,01
BPD523	24x50 mm	C/100 uds.	10	8,55
BPD524	24x60 mm	C/100 uds.	10	10,16
BPD515	8x18 mm	C/100 uds.	10	4,85
BPD516	20x20 mm	C/100 uds.	10	4,36
BPD517	22x22 mm	C/100 uds.	10	5,08
BPD518	24x24 mm	C/100 uds.	10	5,87

BPD - Cubreobjetos

▶ Cubrecámaras Knittel



- 1| Espesor 0.4 mm. Ópticamente plano. Marcado CE.

Referencia	Dimensiones (mm)	Pack	Lote	P. unit/lote
BPD525	20x26 mm	C/100 uds.	10	0,97
BPD526	22x22 mm	C/100 uds.	10	0,97
BPD527	22x32 mm	C/100 uds.	10	0,97

BPG - Archivadores, portaobjetos


▶ Bandejas de cartón



- 1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.
- 2| Con ranura para los dedos que facilita la extracción de los portas.

Ref.	Portas	Descripción	Dimensiones	Lote	P. unit/lote
BPG001	2	Con tapa	90x70x5 mm	50	0,33
BPG002	3	Con tapa	82x28x17 mm	50	0,52
BPG003	4	Con tapa	150x110x7 mm	50	0,57
BPG004	10	Con tapa num.	400x100x7 mm	5	2,81
BPG005	20	Con tapa num.	400x200x7 mm	5	4,37
BPG006	20	Sin tapa num.	400x200x4 mm	10	3,01

▶ Bandeja PVC



- 1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.

Referencia	Espacios	Dim. (LxAxH)	P. unit	Lote	P. unit/lote
BPG023	20 puestos	190x340x8 mm	14,83	10	12,81
BPG024	40 puestos	190x660x8 mm	26,82	5	22,80



BPG - Archivadores, portaobjetos

Bandeja PE

Kartell



1| Cada bandeja dispone de un alojamiento propio con acanaladura, especialmente indicado para para muestras citológicas y ginecológicas.

Referencia	Espacios	Dimensiones (LxAxH)	Lote	P.unit/lote
BPG028	1 puesto	98,8x50,6x6,4 mm	10	1,78
BPG029	3 puestos	70x84x6 mm	10	2,13
BPG030	2 puestos	84x97x6 mm	10	2,00

Cajas de plástico

Nahita



1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.
2| Las cajas de mayor capacidad pueden ser apiladas (50 y 100 portas).

Ref.	Portas	Descripción	Dimensiones	P.unit	lote	P.unit/lote
BPG007	2	Apertura bisagra	90x70x5 mm	0,41	50	0,33
BPG008	5	Apertura bisagra	82x28x17 mm	0,76	10	0,65
BPG009	25	2 piezas	120x80x30 mm	5,82	20	5,17
BPG039	25	Apertura bisagra	-	2,75	10	2,25
BPG010	50	Apertura bisagra*	210x83x30 mm	3,48	10	2,80
BPG011	100	Apertura bisagra*	210x163x30 mm	5,99	5	5,20

* numerada

Cajas portaobjetos

Kartell



1| Apilables, para portaobjetos de 76x26 mm.

Referencia	Espacios	Dimensiones (LxAxH)	P.unit	lote	P.unit/lote
BPG019	25 puestos	98x83x38 mm	-	4	9,09
BPG020	50 puestos	230x97x35 mm	13,35	-	-
BPG021	100 puestos	230x180x35 mm	19,70	-	-

BPG - Archivadores, portaobjetos

Archivador metálico para bloques

Nahita




1| Sistema modular para clasificación y almacenamiento de bloques incluidos en parafina.
2| Cada módulo está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad.
3| Cada cajón dispone de 12 guías metálicas extraíbles.
4| Módulos apilables de construcción metálica.

Referencia	Descripción	Capacidad	Dimensiones	Precio
BPG016	Archivador	4800 bloques	48x45x39 cm	557,00

Soportes para muestras y cubres

Kartell



1| Cada unidad admite 100 portaobjetos estándar de 76x26 mm.
2| Se pueden almacenar en armarios ref. BPG031

Referencia	Espacios	Dimensiones (LxAxH)	Lote	P.unit/lote
BPG025	Tapa	360x38x100 mm	2	10,76
BPG026	Soporte	345x35x40 mm	2	20,55


Dispensador portaobjetos

Nahita



1| Fabricado en plástico ABS, para obtener portas limpios y libres de huellas.
2| Capacidad para 80 portaobjetos de medida estándar: 76x26 mm.

Referencia	Dimensiones	Precio
BPG012	12x10x16,5 cm	20,25

**BPG - Archivadores, portaobjetos**

Contenedor portaobjetos

Kartell

- 1| Fabricado en plástico ABS, para obtener portas limpios y libres de huellas.
- 2| Capacidad para 80 portaobjetos de medida estándar: 76x26 mm.

Referencia	Diámetro	Longitud	Lote	P.unit/lote
BPG027	40 mm	90 mm	10	4,62

BPJ - Inclusión


Casetes universales con tapa

KartellIVD
in vitro
diagnostic

- 1| Fabricados en polioximetileno (POM), totalmente resistentes a disolventes orgánicos.

Referencia	Color	Dimensiones	Pack	Lote	P. unit/lote
BPJ029	Blanco	40x28x6,8 mm	B/500 pcs.	4	63,02
BPJ030	Azul	40x28x6,8 mm	B/500 pcs.	4	63,02
BPJ031	Amarillo	40x28x6,8 mm	B/500 pcs.	4	63,02
BPJ032	Verde	40x28x6,8 mm	B/500 pcs.	4	63,02
BPJ033	Rosa	40x28x6,8 mm	B/500 pcs.	4	63,02

Casetes universales con tapa

Nahita

- 1| Fabricados en polioximetileno (POM), totalmente resistentes a disolventes orgánicos.
- 2| Amplias superficies de rotulación, inclinadas en 45°.

Referencia	Color	Diámetro perforaciones	Pack	Precio
BPJ001	Blanco	1x5 mm	250	16,10

BPJ - Inclusión


Casetes para biopsias con tapa

Nahita

- 1| Fabricado en polioximetileno POMC con tapa. Totalmente resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas
- 2| Amplias superficies de rotulación, inclinadas en 45°.

Referencia	Color	Diámetro perforaciones	Pack	Precio
BPJ006	Blanco	1x1 mm	250	17,00

Casetes universales sin tapa

ENDO
plasticware

- 1| Fabricados en polioximetileno (POM), totalmente resistentes a disolventes orgánicos.
- 2| Amplias superficies de rotulación, inclinadas en 45°.

Referencia	Color	Diámetro perforaciones	Pack	Precio
BPJ011	Blanco	2 mm	500	30,00

Casetes para biopsias con tapa, tipo MEGA

KartellIVD
in vitro
diagnostic

Referencia	Color	Dimensiones	Pack	Lote	P.unit/Lote
BPJ034	Blanco	40x28x13,6 mm	100	10	21,84
BPJ035	Azul	40x28x13,6 mm	100	10	21,84
BPJ036	Amarillo	40x28x13,6 mm	100	10	21,84
BPJ037	Verde	40x28x13,6 mm	100	10	21,84
BPJ038	Rosa	40x28x13,6 mm	100	10	21,84



▶ BPJ - Inclusión

▶ Esponjas para casetes



Kartell



Referencia	Color	Dimensiones	Pack	Lote	Precio
BPJ044	Azul	32x26x2.5 mm	B/1000 uds.	-	12,99
BPJ021*	Azul	32x26x2.5 mm	500 pcs	24	18,39

*MARCA KARTELL

▶ Moldes de inclusión



1 | En acero inoxidable. Compatibles con anillos y casetes de inclusión.

Referencia	Dimensiones	Precio
BPJ040	7x7x6 mm	3,25
BPJ041	15x15x9 mm	3,25
BPJ042	24x24x9 mm	3,25
BPJ043	30x24x6 mm	3,25

▶ BPL - Tinción

▶ Cubeta de tinción Hellendahl



1 | Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia. Tapa de vidrio. Capacidad 8 portas en vertical.

Referencia	Material	Para portas	P. unit	Lote	P. unit/lote
BPL001	Vidrio	76x26mm	11,56	20	10,55



Kartell

1 | Con 8 espacios o 16 acoplados. Dispone de tapa en PMP.

Referencia	Dimensiones	Para portas	P. unit	Lote	P. unit/lote
BPL022	58x53,5x86 mm	76x26 mm	12,76	4	10,85

▶ BPL - Tinción

▶ Cubeta de tinción Coplin, vidrio



1 | Con 10 espacios o 20 acoplados. Dispone de tapa en vidrio

Referencia	Descripción	Para portas	Precio
BPL005	Cubeta	76x26mm	10,50

▶ Cubeta de tinción Shiefferdecker



1 | Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia. Tapa de vidrio. Capacidad 10 portas en horizontal.

Referencia	Descripción	Para portas	Precio
BPL003	Cubeta	76x26mm	9,46


▶ Cubeta de tinción



1 | Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia con tapa de vidrio. Cubeta con cestillo y asa de acero inoxidable.

2 | Capacidad 10 portas en horizontal, 20 portas espalda con espalda.

Ref.	Descripción	Dim. exteriores	Dim. interiores	Lote	P. unit lote
BPL010	Cubeta completa	85x70x105 mm	75x60x95 mm	5	39,25
BPL007	Cubeta	85x70x105 mm	75x60x95 mm	1	21,47
BPL008	Cestillo	90x68x45 mm	-	1	19,37
BPL009	Asa, acero inoxidable	-	-	1	2,75



BPL - Tinción

Cubeta de tinción, PP



- 1 | Cestillos disponibles en PP, Acero inoxidable y vidrio prensado.
- 2 | Para hasta 20 portaobjetos.
- 3 | Se suministra con dos tapas ajustables, una ciega y otra con ventana para el asa de los cestillos PP e Inox.

Referencia	Dim. exteriores	Dim. interiores	Precio
BPL049	100x80x65 mm	93x73x60 mm	3,99

Cubeta de tinción, PMP



- 1 | Para uso con el artículo REF. BPL021.
- 2 | Dispone de dos tapas; una para cerrarla completamente y la otra con una apertura especial para la inserción del cesto durante el proceso de coloración.

Referencia	Dimensiones (LxAxH)	P.unit	lote	P.unit/lote
BPL020	4x95x63 mm	26,86	4	22,83

Cestillo de tinción SS304



- 1 | Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos.
- 2 | El fondo del cestillo está abierto para una rápida inmersión y escurrido de la tinción.
- 3 | Fabricado en acero inoxidable 304 electropulido brillante.

Referencia	Para portas	Dimensiones	Precio
BPL047	75x25 mm 75x38 mm 75x51 mm	87x69x150 mm	15,90

BPL - Tinción

Cestillo de tinción PP



- 1 | Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos.
- 2 | El fondo del cestillo está abierto para una rápida inmersión y escurrido de la tinción.


Referencia	Para portas	Dimensiones	Precio
BPL048	75x25 mm 75x38 mm 75x51 mm	87x69x150 mm	2,68



- 1 | Para uso con el artículo REF. BPL020. Con asa para 20 muestras.

Referencia	Dimensiones	Para portas	Lote	P.unit/lote
BPL021	695x86x21	76x26 mm	2	8,80

Bandeja con 8 celdas, PS



- 1 | Dimensiones: 95x57 cm.

Referencia	Diámetro	Profundidad pocillo	Lote	P.unit/lote
BPL024	15 mm	2 mm	10	2,05



BPL - Tinción

Placa con cavidades, porcelana




- 1| Gran resistencia a los ácidos, bases y choque térmico.
- 2| Superficie y laterales esmaltados, pocillos de aproximadamente 20 mm de Ø y 5 mm de profundidad.

Referencia	Nº cavidades	Largo	Ancho	Precio
BPL014	6	85 mm	54 mm	2,31
BPL015	12	115 mm	90 mm	3,14



DIMENSIONES



- 1| Muestra gran resistencia a ácidos, bases y choque térmico

Ref.	Cavidades	a	b	d	P.unit	lote	P.unit/lote
BPL016	6	81 mm	112 mm	25 mm	17,50	5	13,20
BPL017	12	91 mm	115 mm	17 mm	21,00	5	15,90

BRB - Placas Petri

Placas Petri desechables, PS



Aséptico
Esteril



Referencia	Diámetro	Descripción	Pack	P.unit/lote
BRB013	90 mm	Con vientos	B/500 uds.	0,20
BRB021	90 mm	Con vientos	B/500 uds.	0,27
BRB014	100 mm	Con vientos	B/500 uds.	0,32
BRB023	60 mm	Con vientos	B/500 uds.	0,408
BRB015	60 mm	Sin vientos	B/1000 uds.	0,21
BRB016	120 mm	Sin vientos	B/320 uds.	0,67
BRB017	90 mm	2 cavidades	B/500 uds.	0,29
BRB018	90 mm	3 cavidades	B/500 uds.	0,29
BRB019	90 mm	4 Cavidades	B/500 uds.	0,36
BRB020	150 mm	Con vientos	B/220 uds.	1,04
BRB024	120x120 mm	Cuadradas	B/180 uds.	1,12
BRB022	65 mm	Contacto	B/500 uds.	0,34
BRB026	60 mm	Sin vientos	B/500 uds.	0,20

BRB - Placas Petri

Placas Petri



- 1| Fabricadas en vidrio sodocálcico. Fondo y tapa planos interior y exteriormente, de elevada transparencia.


Referencia	Ø con tapa	Altura placa	Altura con tapa	Lote	Punit/lote
BRB001	40 mm	12 mm	15 mm	18	1,33
BRB002	60 mm	12 mm	15 mm	18	1,24
BRB003	80 mm	15 mm	18 mm	18	1,37
BRB004	100 mm	15 mm	18 mm	18	1,52
BRB005	120 mm	20 mm	22 mm	18	2,45
BRB006	150 mm	25 mm	29 mm	18	3,57
BRB027	50 mm	12 mm	15 mm	18	1,38
BRB028	91 mm	15 mm	18 mm	18	1,65
BRB029	100 mm	20 mm	22 mm	18	2,02
BRB030	200 mm	30 mm	32 mm	10	7,70
BRB037	63,7 mm	15 mm	18 mm	18	1,30



AUTO
+121°
BORO
3.3


Referencia	Diámetro	Altura	Punit	Lote	Punit/lote
BRB007	50 mm	17 mm	-	10	4,90
BRB008	80 mm	17 mm	-	10	5,76
BRB009	100 mm	17 mm	4,53	10	3,85
BRB010	150 mm	20 mm	13,01	10	11,34
BRB011	200 mm	20 mm	26,21	10	22,32

Placas Petri desechables, PS



- 1| Fabricada en poliestireno. Borde de la tapa biselada para mejor deslizamiento. Aseptica con vientos.

Referencia	Dim.	Pack	Precio	Lote	Punit/lote
BRB040	90x16 mm	B/500 uds.	60,00	25	55,00
BRB043	90x14 mm	B/575 uds.	69,00	25	57,10
BRB044	60x14 mm	B/1200 uds.	132,00	60	120,00



BRD - Placas microtiter

Placas microtiter desechables, PS

Kartell



Aséptico
Esteril

IVD
in vitro
diagnostic

Referencia	Descripción	Tipo pocillo	Volumen	Pack	Precio
BRD001	96 pocillos	Fondo plano	370 μ L	50 uds.	48,28
BRD002	96 pocillos	U	367 μ L	50 uds.	48,00
BRD003	96 pocillos	V	288 μ L	50 uds.	48,28
BRD004	Tapa	-	-	50 uds.	46,54
BRD005	96 pocillos	Fondo plano	370 μ L	50 uds.	51,57
BRD006	96 pocillos	U	367 μ L	50 uds.	51,57
BRD007	96 pocillos	V	288 μ L	50 uds.	51,57
BRD008	Tapa	-	-	50 uds.	47,27

Placas deep well

ENDO
plasticware



AUTO
+121°

1| Libres de DNasa/RNasa y pirógenos. Apilables. En PP de alta calidad.
2| Apta para centrifugación hasta 4000 rpm.

Ref.	Pocillo	Capacidad	Pack	Lote	P.unit/Lote
BRD009	V	1- 2 mL	B/5	20	12,00
BRD010	U	1- 2 mL	B/5	20	10,80

Láminas de sellado para microplacas

ENDO
plasticware



1| Libre de DNasa/RNasa y pirógenos. La alta definición permite el análisis óptico durante la PCR en tiempo real.
2| Sensibles a la presión.

Referencia	Rango temp.	Material	Pack	Precio
BRD011	-70 a 110 °C	PP	B/100	140,00
BRD012	-20 a 100 °C	PET	B/100	45,00
BRD013	-70 a 110 °C	PP	B/100	140,00
BRD014	-70 a 110 °C	PP	B/100	10,50

BRG - Asas de siembra

Asas de siembra estériles

ENDO
plasticware




1| Fabricadas con poliestireno de grado médico. Muy resistentes, adecuadas para inocular y rayar.
2| El diámetro del asa garantiza la precisión de la inoculación. Esterilizadas con óxido de etileno.
3| En bolsas de 20 unidades o envase individual.

Referencia	Volúmen	Pack	P.unit	Lote	P.unit/Lote
BRG001	1 μ L	C/500	24,23	20	21,81
BRG002*	10 μ L	C/250	17,55	25	14,69
BRG003	10 μ L	C/500	24,23	20	21,81
BRG024*	1 μ L	C/200	15,05	-	-

* bolsa unitaria

Varillas forma 'L'

Kartell



IVD
in vitro
diagnostic

1| Ángulo especial a 100 °C, estériles.

Referencia	Envase	Lote	P. unit
BRG004	Individual	1000	0,33
BRG005	Envase 5 uds.	80	1,27

Asas de siembra en 'L'

ENDO
plasticware



1| Esterilizado por óxido de etileno (OE). Fabricadas con ABS.
2| Se presentan en bolsas de 10 unidades.

Referencia	Dimensiones	Pack	Punit	Lote	Punit/lote
BRG022	144x33x \varnothing 4mm	B/250	34,25	20	31,44
BRG023*	144x33mmx \varnothing 4mm	B/100	14,23	40	12,80

* bolsa unitaria



BRG - Asas de siembra

Asas de siembra estériles



Kartell

- 1 | En el extremo opuesto ambos disponen de una aguja para inoculación.
- 2 | Estériles.

Referencia	Volúmen	Color	Envase	Lote	P. unit/lote
BRG006	1 µL	Neutro	B/20 pcs	400*	1,17
BRG007	10 µL	Azul	B/20 pcs	400*	1,20

* Lote= 400 bolsas de 20 unidades. En total 8.000 asas

Espátula Digralzky

RSG Solingen




- 1 | Elaborada en acero inoxidable.

Referencia	Dimensiones	Lote	P. unit/lote
BRG516	165x30 mm	5	4,78
BRG517	165x40 mm	5	4,67
BRG518	170 mm	5	11,77

Mango Kolle

Nahita




- 1 | Incluyen 2 asas (Ni-Cr)

Referencia	Longitud	Mango	P. unit
BRG009	200 mm	Plástico	5,20
BRG010	290 mm	Metálico	6,05

Mango Kolle, accesorios

Nahita



- 1 | Fabricadas en Niquel Cromo

Referencia	Descripción	Longitud total	Lote	P. unit/lote
BRG011	Asa 3 mm Ø	43 mm	50	0,29
BRG012	Aguja	48 mm	50	0,29
BRG013	Lanceta	59 mm	50	0,51

BRG - Asas de siembra

Asas en "L" para extensiones

Nahita



- 1 | Fabricadas en acero inoxidable. Autoclavables y esterilizables con llama.

Referencia	Cabeza	Longitud total	Precio
BRG017	30 mm	150 mm	2,85
BRG018	38 mm	150 mm	2,90

Asas triangulares para extensiones

Nahita



- 1 | Fabricadas en acero inoxidable. Autoclavables y esterilizables con llama.

Referencia	Descripción	Longitud total	Precio
BRG019	Asa 3 mm Ø	43 mm	2,20
BRG020	Aguja	48 mm	2,50
BRG021	Aguja	48 mm	2,75

Esterilizador por infrarrojos

Nahita



- 1 | Posibilidad de esterilizar a: 400°C y 800°C.
- 2 | Tubo calefactor para artículos de 14 mm de diámetro máximo y una longitud de 150 mm en material cerámico.

Referencia	Dimensiones	Consumo	Precio
BRG016	175x135x190mm	150 W	250,00



▶ BRJ - Contadores

▶ Contador manual



1 | Fabricado en metal. Cada pulsación añade una unidad. 4 dígitos para un recuento máximo de 9999 células o partículas.

Referencia	Precio
BRJ001	8,31

▶ Contador digital



1 | Para recuento de 10 tipos leucocitarios diferentes: basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilosmaduros e inmaduros, promielocitos, etc. Funciones: porcentaje diferencial, recuento diferencial y total.
2 | Recuento 0-99 para cada tipo celular. Cada pulsación añade una unidad a su correspondiente pantalla y al recuento total.

Referencia	Alimentación	Precio
BRJ002	220 V / 50 Hz	230,00

▶ BTB - Cubetas de plástico

▶ Cubetas antiácido, PVC



1 | Apilables.

Ref.	Dim. internas	Dim. externas	P. unit	lote	P. unit/lote
BTB001	200x150x50 mm	245x195x50 mm	13,74	10	11,68
BTB002	250x200x60 mm	305x250x60 mm	18,90	10	16,06
BTB003	320x260x70 mm	385x325x75 mm	28,34	10	24,08
BTB004	350x300x85 mm	420x375x85 mm	35,83	10	30,46
BTB005	430x330x95 mm	505x405x95 mm	49,96	10	42,46
BTB006	520x420x95 mm	600x495x100 mm	72,96	5	62,02
BTB008	675x540x100 mm	765x620x110 mm	117,30	5	99,71
BTB007	550x430x190 mm	635x515x190 mm	157,08	4	128,58

▶ BTB - Cubetas de plástico

▶ Cubeta, LDPE



1 | Muy resistentes, disponen de un reborde para un buen agarre.

Referencia	Capacidad	Dimensiones (LxAxH)	Precio
BTB031	3 L	220x220x91 mm	13,23
BTB032	5 L	260x260x108 mm	15,44
BTB033	7 L	310x310x128 mm	25,14

▶ Cubeta apilables forma baja, HDPE



1 | Puede contener 18 frascos de 500 mL o 12 frascos de 1 L.
2 | La referencia BTB038 cuenta con orificios de drenaje.

Referencia	Capacidad	Dimensiones (LxAxH)	Precio
BTB009	10 L	415x310x97 mm	18,90
BTB037	16 L	540x350x115 mm	33,24
BTB038	16 L	540x350x115 mm	40,52
BTB010	20 L	458x410x143 mm	40,77



1 | Fabricado en polietileno de alta densidad
2 | La referencia BTB019 cuenta con orificios de drenaje.

Referencia	Cap.	Dimensiones Internas(LxAxH)	Dimensiones exteriores (LxAxH)	Precio
BTB017	10 L	430x320x95 mm	390x290x90 mm	19,89
BTB018	16 L	540x350x110 mm	515x325x100 mm	34,06
BTB019*	16 L	540x350x110 mm	515x325x100 mm	36,99

* con orificios de drenaje



▶ BTB - Cubetas de plástico

▶ Cubetas apilables forma alta, HDPE

Kartell



1 | Elevada resistencia a ácidos orgánicos e inorgánicos. Con asas.

Referencia	Capacidad	Dimensiones (LxAxH)	P. unit	lote	P. unit/lote
BTB011	20 L	315x415x200 mm	-	2	34,22
BTB039	46 L	365x595x255 mm	71,16	-	-
BTB040	72 L	438x695x306 mm	124,62	-	-
BTB012	100 L	500x585x445 mm	131,49	-	-



ENDO
plasticware

1 | Color blanco, forma alta.

Referencia	Cap.	Dimensiones Interiores (LxAxH)	Dimensiones exteriores (LxAxH)	Precio
BTB014	20 L	440x315x200 mm	380x280x195 mm	25,87
BTB015	50 L	625x365x285 mm	560x330x280 mm	50,68
BTB016	80 L	725x440x330 mm	650x380x320 mm	78,43
BTB013	100 L	600x500x445 mm	535x450x430 mm	130,92

▶ Cubo con pico, LDPE

Kartell



APTO

1 | Ambos cubos están graduados en el interior.

Referencia	Capacidad	Altura	Diámetro	Precio
BTB026	9 L	250 mm	280 mm	10,77
BTB025	12 L	280 mm	300 mm	14,17
BTB027	17 L	310 mm	340 mm	20,58

▶ BTB - Cubetas de plástico

▶ Cubo con pico, LDPE

ENDO
plasticware



APTO

Referencia	Cap.	Diám. superior	Diám. inferior	Altura	Precio
BTB030	9 L	270 mm	200 mm	250 mm	8,79
BTB028	12 L	302 mm	220 mm	280 mm	12,15
BTB029	17 L	335 mm	245 mm	310 mm	18,27

▶ BTL - Bandejas de plástico

▶ Cubeta rectangular, PP

Kartell



AUTO
+121°

1 | Esterilizable en autoclave, óptima resistencia química y térmica..


Referencia	Compartimentos	Dim. compartimentos	Precio
BTL003	9	25x350 mm	50,86
BTL004	12	90x90 mm	51,00
BTL002	5	100x185 mm (4); 100x385 mm(1)	47,44

▶ Bandejas y cubetas PS

Kartell



Referencia	Dim. exteriores	Dim. Interiores	P. unit	lote	P. unit/lote
BTL005	201x151x21 mm	170x110x10 mm	7,25	20	6,16
BTL008	151x303x21 mm	270x120x10 mm	9,34	20	7,95
BTL014	252x353x21 mm	320x220x10 mm	13,97	20	11,88
BTL015	254x254x21 mm	220x220x10 mm	11,14	20	9,47
BTL006	151x201x41 mm	150x100x30 mm	8,45	20	7,18
BTL009	151x303x42 mm	260x110x30 mm	9,92	20	8,44
BTL019	353x253x41 mm	310x210x30 mm	15,39	20	13,09
BTL011	252x252x42 mm	210x210x30 mm	-	20	9,18
BTL007	151x202x81 mm	140x90x70 mm	9,30	20	7,90
BTL010	151x303x81 mm	240x90x70 mm	11,14	20	9,47
BTL013	252x352x81 mm	290x190x70 mm	22,06	20	18,76
BTL012	252x252x82 mm	200x200x70 mm	11,50	20	11,61
BTL017	300x408x21 mm	380x270x10 mm	21,39	10	18,18
BTL018	300x409x42 mm	360x250x30 mm	20,43	10	17,37
BTL016	299x408x81 mm	340x250x70 mm	22,70	10	19,29



B MATERIAL DE USO GENERAL - cubetas y bandejas - mobiliario

BTL - Bandejas de plástico

Bandeja plana sin tapa



Gilac
PROFESSIONNEL



Referencia	Capacidad	Dimensiones	Precio
BTL020	2 L	300x65x205 mm	3,24
BTL021	3 L	350x73x235 mm	5,29
BTL022	5 L	435x75x285 mm	7,30
BTL023	8 L	490x80x335 mm	9,85
BTL024	10 L	540x80x388 mm	24,61

BTN - Bandejas de acero inoxidable

Bandejas acero inoxidable



AGENCIINOX

Referencia	Dimensiones	Precio
BTN003	170x110x20mm	11,74
BTN008	205x130x20mm	13,82
BTN004	205x145x28mm	15,89
BTN009	245x175x30mm	18,99
BTN005	265x185x30mm	23,43
BTN001	300x210x40 mm	30,43
BTN002	355x255x40 mm	43,81
BTN011	425x280x50mm	72,42
BTN006	510x340x50mm	115,67

ENDO
metalware



1| Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar.

Referencia	Dim. ext.	Dim. int.	Precio
BTN012	195x125x45 mm	145x95x40 mm	18,85
BTN013	245x160x45 mm	195x130x40 mm	22,50
BTN014	305x195x45 mm	250x160x40 mm	30,60
BTN015	345x260x60 mm	280x230x55 mm	39,78
BTN016	395x160x35 mm	325x115x30 mm	35,00

BTQ - Cajas de acero inoxidable



Nahita

AUTO
+121°

1| Apta para esterilización por autoclave y para la para limpieza por ultrasonido. Suministrada sin instrumentos.

Referencia	Dimensiones	Precio
BTQ001	170x70x30 mm	11,11
BTQ002	180x80x40 mm	14,31
BTQ003	200x100x40 mm	19,17
BTQ004	220x120x50 mm	22,75
BTQ005	250x120x50 mm	25,98
BTQ006	300x180x50 mm	28,01

BTS - Cestillos de inoxidable

Cestillos redondos y cuadrados



Nahita

Referencia	Descripción	Dimensiones	Altura	Precio
BTS001	Redondo	150 mm	150 mm	26,50
BTS002	Redondo	200 mm	200 mm	44,00
BTS003	Redondo	250 mm	250 mm	73,50
BTS004	Cuadrado	150x150 mm	150 mm	28,20
BTS005	Cuadrado	200x200 mm	200 mm	43,50
BTS006	Cuadrado	250x250 mm	250 mm	69,00

BWL - Lámparas

ASTRAMAX - características comunes a la gama

Intensidad de iluminación central a 1 m	150.000 lux
Tamaño regulable del campo iluminado $\phi 10$	150-320 mm
Distancia de trabajo desde el cabezal	600-1.400 mm
Temperatura del color	3.100-5.000°K
Número y tipo de luces por lámpara	39 HD-LED
Vida útil de los LEDs	>60.000 horas
Rango de regulación de la intensidad	5-100%
Diámetro del cabezal de la lámpara	480 mm
Mango autoclavable	Sí
Fuente de alimentación	24V DC



▶ **BWL - Lámparas**

▶ Lámpara de cirugía Astramax, pared



Referencia	BWL002
Montaje	Pared
Intensidad iluminación	150k
Peso	aprox 20kg
Rotación del brazo horizontal sobre el eje central	180°
Rotación del brazo de resorte sobre el brazo horizontal	360°
Recorrido vertical del brazo de resorte (arriba/abajo)	45°(± 5°) / 45°(± 5°)
Longitud del brazo horizontal	800 mm
Longitud del brazo de resorte	750 mm
Alcance / radio total de los brazos (sin contar cabezal)	1.550 mm
Altura del soporte de techo	2.350 mm
Precio	4.692,00

▶ Lámpara de cirugía Astramax, techo



Referencia	BWL003
Montaje	Techo
Intensidad	150k
Peso	aprox 20kg
Rotación del brazo horizontal sobre el eje central	360°
Rotación del brazo de resorte sobre el brazo horizontal	360°
Recorrido vertical del brazo de resorte (arriba/abajo)	45°(± 5°) / 45°(± 5°)
Longitud del brazo horizontal	800 mm
Longitud del brazo de resorte	750 mm
Alcance / radio total de los brazos (sin contar cabezal)	1.550 mm
Altura del soporte de techo	2.540 mm – 3.330 mm
Precio	4.692,00

▶ **BWM - Mesas**

▶ Mesa antivibratoria para balanzas



- 1| Fabricada en perfil rectangular de acero laminado en frio de 60x30/20x1,5 mm y recubierta mediante tratamiento de pintura epoxi de color gris oxiclara.
- 2| Encimera en laminado compacto de alta presión (FH) de 18 mm de color blanco y superficie de pesaje del mismo material de 500x500 mm sobre placa de hormigón con aislamiento de vibración mediante amortiguadores tipo silentblock.
- 3| Las patas incorporan reguladores de nivel de forma que nos facilita salvar las posibles irregularidades de la planta.
- 4| Mobiliario de laboratorio fabricado conforme a la norma UNE-EN13150 "Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo", siguiendo las recomendaciones de la norma EN14056:2003 "Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la instalación".

Referencia	Dimensiones	Precio
BWM005	1000x750x900 mm	1.514,70

▶ Mesa mural estructura en C



- 1| Fabricada en perfil rectangular de acero laminado en frío recubierta mediante tratamiento de pintura epoxi de color gris oxiclara.
- 2| Galería de servicios posterior para la conducción de electricidad, redes y fluidos. Accesible para realizar las correspondientes instalaciones desde el frente de la mesa mediante paneles registrables.
- 3| Reguladores de nivel en patas. Color blanco.
- 4| Superficie de trabajo: Laminado compacto de alta presión (FH)
- 5| Formado por capas de fibras de celulosa impregnadas de resinas termoendurecedoras, sometidas a un proceso de alta presión de 18 mm de espesor, constituye uno de los materiales habituales en todo tipo de laboratorios. Excelente resistencia a humedad, rayado y altas temperaturas, buena resistencia a golpes y productos químicos.

Referencia	Dimensiones	Precio
BWM006	1200x750x900 mm	924,80
BWM007	1500x750x900 mm	1.039,88
BWM008	1800x750x900 mm	1.154,96

**BWM - Mesas**

Mueble bajo mesa



1| Fabricado en melamina de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 1.2 mm, con tiradores de aleación zamak de cuidado diseño, robustos y resistentes a productos químicos. Los modelos con puerta incluyen balda interior regulable en altura.

2| Puertas batientes con bisagras de 190° de giro y amortiguador de cierre. Puertas con apertura derecha. Cajones de extensión total y extraíbles para limpieza, con amortiguador de cierre de puerta.

Referencia	Descripción	Dimensiones	Precio
BWM009	Colgado desplazable, 1 puerta	600x500x650 mm	454,03
BWM015	Colgado desplazable, 1 puerta	450x500x650 mm	428,92
BWM011	Colgado desplazable, 1 puerta y cajón	600x500x650 mm	629,79
BWM013	Colgado desplazable, 4 cajones	600x500x650 mm	776,25
BWM010	Con ruedas, 1 puerta	600x500x650 mm	424,74
BWM016	Con ruedas, 1 puerta	450x500x650 mm	401,73
BWM012	Con ruedas, 1 puerta y cajón	600x500x650 mm	602,59
BWM018	Con Ruedas, 1 puerta y cajón	450x500x650 mm	585,85
BWM014	Con ruedas, 4 cajones	600x500x650 mm	749,05
BWM020	Con Ruedas, 4 cajones	450x500x650 mm	749,96
BWM017	Desplazable, 1 puerta y cajón	450x500x650 mm	608,86
BWM019	Desplazable, 4 cajones	450x500x650 mm	772,06

BYF - Transporte-almacenamiento muestras

Cajas de congelación para criotubos



Ref. - BYF103

1| Con tapa transparente, elaboradas en policarbonato resistente a temperaturas de -196°C a 121°C.

2| Posiciones numeradas en tapa y base.

3| Temperatura mínima de uso: -196°C (aptas para almacenamiento en nitrógeno líquido).

4| Resistencia química a alcoholes y solventes orgánicos suaves.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Color	Precio
BYF017	81 tubos x1.8 mL	133x133x54 mm	Rojo	6,89
BYF019	81 tubos x1.8 mL	133x133x54 mm	Amarillo	6,89
BYF020	81 tubos x1.8 mL	133x133x54 mm	Azul	6,89
BYF103	25 tubos x2 mL	75x75x53 mm	Azul	6,12
BYF104	81 tubos x2 mL	133x133x54 mm	Azul	8,16
BYF077	81 tubos x4,5 mL	133x133x54 mm	Rojo	12,50

BYF - Transporte-almacenamiento muestras

Cajas de congelación para microtubos



1| Polipropileno autoclavable con tapa transparente. Para microtubos de 0,2 mL. Numerados alfanumericamente.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Precio
BYF003	96 (8x12)	12,6x8,8x3,1 cm	5,19

Criocaja de PP para viales con rejilla en tapa



1| Fabricado en polipropileno de alta calidad. Resistencia química a alcoholes y solventes orgánicos suaves. La tapa extraíble incluye un área de escritura.

2| Rango de temperatura estable de -86°C a 121°C (Ref.: BYF102 -196°C a 121°C).

Ref.	Orificios	Cap.	Dimensiones	Colores	P.unit	Lote	P.unit/lote
BYF098	81	2 mL	130x130x50	Transparente	3,83	100	3,06
BYF099	100	2 mL	145x145x55	Azul+ Trans.	5,46	50	4,08
BYF100	81	2 mL	130x130x50	Transparente	3,06	100	2,30
BYF101	81	2 mL	145x145x53	Transparente	3,83	100	3,06

Caja de cartón con recubrimiento para tubos



1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves

2| Rango de temperatura estable de -196°C a 121°C. Adecuado para el almacenamiento en nitrógeno líquido

Ref.	Orificios	Cap.	Dimensiones	P.unit	Lote	Punit/lote
BYF089	36	15 mL	147x147x130 mm	3,07	40	2,88
BYF090	16	50 mL	150x150x125 mm	3,07	40	2,88
BYF091	81	4 mL	133x133x75 mm	4,44	100	3,42
BYF092	81	5 mL	133x133x90 mm	5,61	50	4,44



▶ BYF - Transporte-almacenamiento muestras

▶ Criocaja de cartón con recubrimiento para viales de 2 mL



1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
2| Rango de temperatura estable de -196°C a 121°C. Adecuado para el almacenamiento en nitrógeno líquido

Ref.	Orificios	Dimensiones	Color	P.unit	Lote	P.unit/lote
BYF079	81	133x133x50 mm	Blanco	2,45	100	1,94
BYF080	81	133x133x50 mm	Azul	2,91	100	2,45
BYF081	81	133x133x50 mm	Rojo	2,91	100	2,45
BYF082	81	133x133x50 mm	Amarillo	2,91	100	2,45
BYF083	81	133x133x50 mm	Verde	2,91	100	2,45
BYF084	100	133x133x50 mm	Blanco	2,45	100	1,94
BYF085	100	133x133x50 mm	Azul	2,91	100	2,45
BYF086	100	133x133x50 mm	Rojo	2,91	100	2,45
BYF087	100	1133x133x50 mm	Amarillo	2,91	100	2,45
BYF088	100	133x133x50 mm	Verde	2,91	100	2,45

▶ Criocaja para viales de 2 mL, tapa con bisagra



1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
2| Rango de temperatura estable de -196°C a 121°C. Adecuado para el almacenamiento en nitrógeno líquido

Ref.	Orificios	Dimensiones	Color	P.unit	Lote	P.unit/lote
BYF093	100	133x133x50 mm	Blanco	3,57	100	2,91
BYF094	100	133x133x50 mm	Azul	3,57	100	2,91
BYF095	100	133x133x50 mm	Rojo	3,57	100	2,91
BYF096	100	1133x133x50 mm	Amarillo	3,57	100	2,91
BYF097	100	133x133x50 mm	Verde	3,57	100	2,91

▶ Bloque refrigerador para microtubos



Ref.	Orificios	Cap.	Dimensiones	P.unit	Lote	P.unit/lote
BYF102	24	1,5 mL	173x105x57	16,32	50	13,26
	14	0,5 mL				

▶ BYF - Transporte-almacenamiento muestras

▶ Portafrascos

Kartell



1| Autoclavable, se pueden utilizar para el remojo o para la esterilización en húmedo.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Lote	P.unit/lote
BYF006	6 frascos	320x300x200 mm	5	11,04
BYF007	4 frascos	310x300x270 mm	10	12,55

▶ Nevera PS

Kartell



1| Neveras de material termoplástico a prueba de golpes, con aislamiento térmico mediante cámaras aislantes de poliuretano; homologadas para el uso con alimentos y, por tanto, completamente no tóxicas.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Precio
BYF011	25 L	230x400x350 mm	94,41
BYF023	32 L	260x430x380 mm	115,36


▶ BYK - Cinta PTFE

Kartell



1| Para proteger roscas de cualquier tipo. Producto idóneo al contacto con alimentos.

Referencia	Longitud	Ancho	Lote	P.unit/lote
BYK001	12 m	12 mm	10	2,25



▶ BYH - Parafilm

▶ Rollos de Parafilm



- 1| Proteja la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera hermética contra la humedad que mantiene un fuerte sello y no se desprende de la cristalería, a pesar de la desgasificación.
- 2| El material flexible y autosellante permite que se adhiera alrededor de formas y superficies irregulares.
- 3| Se estira más del 200% de la longitud original.
- 4| Resiste hasta 48 horas a muchas sustancias polares como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas.

Referencia	Rollo de	P.unit	Lote	P.unit/lote
BYH501	75 m x 5 cm	35,70	24	32,90
BYH502	38 m x 10 cm	29,58	12	27,39